

# LAMAGNETO

LaMagneto es el último modelo de magnetoterapia que te permite reducir el dolor y las inflamaciones cómodamente desde tu casa.

Dispone de 46 programas terapéuticos preestablecidos, actualizados según los últimos estudios clínicos, y 2 canales de salida independientes para realizar diferentes tratamientos en dos partes del cuerpo al mismo tiempo, incluso en pareja.



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ 46 programas
- ✓ 2 canales independientes
- ✓ Pantalla a color
- ✓ Intensidad del campo magnético hasta 150 gauss por canal
- ✓ Frecuencia de 1 a 100 Hz
- ✓ Lista "Últimos 10" programas utilizados

**DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa**  
LaMagneto es un dispositivo médico CE1936

## PROGRAMAS

01 Osteoporosis	17 Coxartrosis	33 Neuropatía
02 Artrosis	18 Atrofia Muscular	34 Desgarro muscular
03 Artritis	19 Tratamiento muscular	35 Calambres musculares
04 Artrosis cervical	20 Osteonecrosis	36 Rizartritis
05 Dolor articular	21 Algodistrofia	37 Síndrome de Impingement
06 Cervicalgia	22 Lesión cartílago	38 Túnel carpiano
07 Dolor crónico	23 Lesión ligamento	39 Prótesis titanio
08 Fracturas	24 Edema óseo	40 Manguito rotador
09 Epicondilitis	25 Tendinitis	41 Túnel del tarso
10 Epitrocleitis	26 Condropatía	42 Nocturno 1 Hz
11 Pseudoartrosis	27 Anti-inflamatorio	43 Nocturno 15 Hz
12 Lumbago	28 Latigazo	44 Nocturno 50 Hz
13 Dolor lumbar	29 Cicatrización	45 Nocturno 75 Hz
14 Artrosis hombro	30 Úlceras cutáneas	46 Autoscan
15 Artrosis rodilla	31 Discopatía	
16 Periartritis	32 Mialgia	

# LAMAGNETO

## EQUIPAMIENTO

- ✓ Dispositivo LaMagneto
- ✓ 2 aplicadores a faja con 3 solenoides (F3S2000)
- ✓ Alimentador médico
- ✓ Imán para verificación de funcionamiento
- ✓ 3 bandas de tejido no tejido (TNT) 15x150 cm
- ✓ Manual de empleo y mantenimiento
- ✓ Bolsa para el transporte



**DIMENSIONES DEL APARATO** 180 x 110 x 50 mm

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿CÓMO FUNCIONA LA MAGNETOTERAPIA?

La eficacia de la magnetoterapia se basa en particular en la pulsación del campo electromagnético que se activa y desactiva alternativamente en secuencia rápida. Este mecanismo condiciona la célula que es estimulada por la secuencia de campos electromagnéticos. Estos a su vez dan energía a la célula restableciendo el equilibrio eléctrico. Las modificaciones biológicas inducidas por campos magnéticos sobre membranas biológicas, células y vasos determinan efectos terapéuticos tales como: antiinflamatorio, antiedema y estimulante de la reparación tisular. La relajación de los músculos obtenida con la magnetoterapia favorece la mejora de la microcirculación. Las fibras lisas se relajan y se produce un efecto vasodilatador. La liberación de endorfinas ayuda a elevar el umbral del dolor y una ligera hiperemia produce un efecto antiinflamatorio.

### ¿ES REALMENTE EFECTIVA LA MAGNETOTERAPIA?

Durante décadas, la magnetoterapia ha sido una terapia consolidada con una eficacia reconocida universalmente. Existen miles de estudios clínicos en la literatura que reportan la efectividad de la magnetoterapia en el tratamiento de patologías que afectan el sistema musculoesquelético.

### ¿TIENE LA MAGNETOTERAPIA ALGUNA CONTRAINDICACIÓN?

La magnetoterapia es una de las terapias físicas con menos contraindicaciones, como también destacan los numerosos estudios clínicos realizados sobre campos electromagnéticos pulsados. Se deben respetar algunas advertencias básicas indicadas en los manuales de usuario en cuanto a: embarazo, tuberculosis, diabetes juvenil, enfermedades virales agudas, micosis, cardiopatías, tumores, arritmias graves, portadores de marcapasos, niños, portadores de prótesis magnetizables, infecciones agudas y epilépticos. (A menos que lo prescriban los médicos).

### ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE HACER LA TERAPIA?

Para un buen tratamiento de magnetoterapia es fundamental consultar primero con su médico para identificar la patología que padece. En general, la magnetoterapia requiere tiempos de tratamiento medio-largos. Se recomienda realizar ciclos de 45-90 días (o más) que duren al menos 2-4 horas por día, a menos que el médico indique lo contrario. Si es necesario, el tratamiento se puede repetir varias veces durante el año. Por ejemplo en el caso de artrosis, artritis, osteoporosis y dolores articulares.

Non esistono rischi di sovradosaggio. Infatti, come nel caso di trattamenti per l'osteoporosi è possibile fare terapia notturna anche per 8 ore consecutive.