

BENUTZERHANDBUCH

MNPG413 Rev. 0 Ausgabe 09.12.2021

Pressotherapiegerät Modell

*Power
Q-6000
Plus*

Verteiler :

I.A.C.E.R. Srl
Via S. Pertini 24/A – 30030
Martellago (VE) ITALY
Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684
e-mail: iacer@iacer.it <http://www.iacer.ve.it>

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Pressotherapie	4
Maschinenkörper	6
Detailansicht des Grafikdisplays	6
Zubehör	7
Maße des Zubehörs	8
Klassifizierungen	9
Technische Daten	9
Zweck und Anwendungsbereich	9
Etikettierung	10
Betriebsanweisungen	11
Problemlösung	17
Hinweise	18
Kontraindikationen	21
Wartung, Transport und Lagerung	21
Garantie	22
Kundendienst	22
Ersatzteile	23



1984

Übereinstimmung mit der MDD 93/42/EWG

Pressotherapie

Die Pressotherapie ist eine wirksame Behandlungsmethode, die eine korrekte venöse Zirkulation fördert und durch Stress oder chronische und akute Schmerzen verursachte Muskelverspannungen abbaut: Dank ihrer Pumpwirkung begünstigt sie den venösen Rückfluss, erhöht die Durchblutung des Gewebes und damit dessen korrekte physiologische Erneuerung.

Die Pressotherapie kann daher das Problem der Blutstagnation in beschädigten Blutgefäßen oder in schlecht durchbluteten Körperbereichen lösen.

Durch die äußere Kompression kann überschüssige interstitielle Flüssigkeit leichter in den Blutkreislauf zurückgeführt werden, so dass sie korrekt und schnell ausgeschieden werden können.

Die häufigsten Anwendungen der Pressotherapie sind:

- Verstärkung der Körpermassagewirkung;
 - Erleichterung des Blutflusses durch langsamen, progressiven Druck;
 - Lymphdrainage;
 - Sofortige Linderung und Wohlbefinden für die unteren Gliedmaßen;
 - Vermeidung von Stagnation von Substanzen in den Geweben der peripheren Bereiche;
 - Vermeidung von Dekompensation des Blutes aufgrund einer unzureichenden Pumpenwirkung;
 - Verlust des Muskeltonus bei immobilen oder behinderten Patienten. Die Pressotherapie ersetzt die manuelle Massage zu trophischen Zwecken.
-

Maschinenkörper



Detailansicht des Grafikdisplays



- (1) MODE: Tasten zur Auswahl des Aufblasmodus (A1, A2, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6)
- (2) SPEED: Taste zur Auswahl der Geschwindigkeit
 - Speed 7 – 42 Sek.
 - Speed 8 – 48 Sek.
 - Speed 9 – 54 Sek.
 - Speed 10 – 60 Sek.

Speed 11 – 66 Sek.


Speed 12 – 72 Sek.

Speed 13 – 78 Sek.

Speed 14 – 84 Sek.

- (3) **TIMER UP/DOWN:** Taste zum Erhöhen/Verringern der Zeit (0 bis 99 Minuten in Schritten von 5 Min.)
- (4) **PRESSURE:** Druckregler (0 bis 240 mmHg in Schritten von 1 mmHg)
- (5) **START/STOP:** Ein/Aus-Taste
- (6) **Grafisches LCD-Display**

Zubehör



Das Power Q-6000 Plus umfasst:

- **Gerät**
- **Zwei Leggings (1)**
- **Anschlussschlauch mit 2 Abzweigungen für Leggings (2)**
- **zwei Drucksohlen (3)**
- **Bauchband (4)**
- **Anschlussschlauch für Bauchband (5)**
- **Armmanschette (6)**
- **Anschlussschlauch für Armmanschette (7)**
- **2 Paar TNT-Leggings**
- **Luft-Verschlussstecker**
- **Netzkabel**

Optionales Zubehör:

- **Legging-Verlängerungen (8)**

Maße des Zubehörs

Legging:

- *Länge ca. 86 cm (vom oberen Ende bis zur Ferse)*
- *Oberschenkelumfang ca. 71 cm*
- *Knöchelumfang ca. 42 cm*

Armmanschette:

- *Max. Länge ca. 86 cm*
- *Bizepsumfang ca. 50 cm*
- *Handgelenksumfang ca. 36 cm*

Bauchband:

- *Länge ca. 136 cm*
- *Höhe ca. 46 cm*
- *Höhe des Klettverschlusses ca. 31 cm*

Verlängerungen:

- *Max. Breite ca. 13 cm*
- *Min. Breite 6 cm*

Klassifizierungen

Das Gerät Power Q-6000 Plus weist folgende Klassifizierungen auf:

- Geräte der Klasse IIa (Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 9);
- Klasse I mit Anwendungsteil Typ BF (Klassifiz. CEI EN 60601-1.);
- Gerät mit nicht gegen das Eindringen von Wasser geschütztem Gehäuse;
- Gerät und Zubehör sind nicht Gegenstand von Sterilisation;
- Nicht für die Verwendung in Gegenwart von entzündlichen Anästhetika mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas geeignetes Gerät;
- Gerät für den kontinuierlichen Betrieb;
- Nicht für den externen Gebrauch geeignetes Gerät.

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 VAC, 50-60 Hz	Therapiedauer	Einstellbar 0÷99 Minuten
Max. Verbrauch	90 VA	Max. Nenndruck	240 mm Hg (±10 %)
Gewicht	9,5 Kg	Abmessungen (mm)	420x230x310

Zweck und Anwendungsbereich






Klinischer Zweck:









Therapeutisch








Anwendungsbereich:

Ambulant und häuslicher Bereich

Etikettierung

CE 1984	Compressible Limb Therapy System		
	MODEL NAME	POWER-Q6000PLUS	
RATED SUPPLY VOLT	AC220~240V	SUPPLY FREQUENCY	50/60Hz
POWER CONSUMPTION	90VA	MAXIMUM PRESSURE	240mmHg±10%
 SN			
			
			
	Wonjin Mulsan Co., Ltd. Tel : 82-32-816-0552 Fax : 82-32-816-0557 89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon, Korea		 MADE IN KOREA
EC REP	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/Horacio Lengo N 18, CP 29006, Málaga, Spain		

	Achtung
	Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
	Anwendungsteil TYP BF
	Klasse II
CE 1984	In Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG.
	Produktionsdaten
	In der Bedienungsanleitung nachlesen
	Betriebsanweisungen
	Vor Regen schützen

	Luftfeuchtigkeitsbereich für die Produktlagerung
	Temperaturbereich für die Produktlagerung
	Das Gerät nicht schieben
	Sich nicht auf das Gerät setzen
	Nicht auf das Gerät steigen
	Herstellerdaten
	Seriennummer
EC REP	Repräsentatives Unternehmen in der Europäischen Gemeinschaft

Betriebsanweisungen

- 1) Stecken Sie den Netzstecker in die 220-240-VAC-Netzsteckdose und drehen Sie den EIN/AUS-Schalter in die EIN-Position;
- 2) Legen Sie die Applikatoren an

Hinweis Die beiden Luftausgangsanschlüsse an der Maschine können mit jedem beliebigen Zubehör verwendet werden.

Achtung: Bei allen Programmen, bei denen die Intensität zwischen 0 und 100 mmHg eingestellt ist, entsteht beim Aufblasen der Kammern ein Geräusch, da sich das Luftablassventil öffnet und schließt, um den eingestellten Druck aufrechtzuerhalten.

Dieses Geräusch ist also kein Zeichen für eine Fehlfunktion der Maschine.

a) Verwendung der Leggings

- i) Ziehen Sie die Leggings an und schließen Sie den Reißverschluss bis zum oberen Ende, dann schließen

Sie den Klettverschluss; falls es notwendig ist, den Umfang der Leggings zu vergrößern, verbinden Sie die auf Anfrage erhältlichen Legging-Verlängerungen;



- ii) Legen Sie die Drucksohlen an den unteren Enden der Leggings unter der Fußsohle ein.*
- iii) Achten Sie beim Anziehen der Leggings darauf, dass sich die Schlauchanschlüsse immer an der Innenseite jedes Leggings befinden müssen; wird nur ein Legging verwendet, ist die Position der Anschlussstutzen gleichgültig.*
- iv) Verbinden Sie die 6 Schläuche mit den 6 Anschlüssen an jedem Legging. Achten Sie darauf, dass Sie den längsten Schlauch mit dem Anschluss am oberen Ende des Leggings verbinden: Sowohl der anzuschließende Anschluss in Höhe des Oberschenkels als auch der entsprechende Anschluss am Legging haben eine dunklere Farbe als die anderen;*
- v) Nachdem Sie die Schläuche an die entsprechend Leggings angeschlossen haben, schließen Sie sie an die Luftausgangsanschlüsse am Gerät an.*

b) Verwendung des Bauchbands

- i) *Legen Sie das Bauchband an und schließen Sie die Schläuche an die Anschlüssen an des Bauchbands an, wobei darauf zu achten ist, dass der längere Schlauch mit dem Anschluss verbunden wird, der sich weiter oben am Bauchband befindet;*
- ii) *Nachdem Sie die Schläuche am Bauchband angeschlossen haben, schließen Sie die Schläuche an die Luftausgangsanschlüsse am Gerät an.*
- iii) *Schließen Sie die mitgelieferte Luft-Verschlussstecker an den nicht vom Applikator belegten Ausgangsanschluss an.*

c) Verwendung der Armmanschette


- i) *Legen Sie die Armmanschette an und schließen Sie die Schläuche an die Anschlüssen an der Armmanschette an, wobei darauf zu achten ist, dass der längere Schlauch mit dem Anschluss verbunden wird, der sich weiter oben an der Armmanschette befindet;*
- ii) *Nachdem Sie die Schläuche an die Armmanschette angeschlossen haben, schließen Sie die Schläuche an einen der Luftausgangsanschlüsse am Gerät an.*
- iii) *Schließen Sie die mitgelieferte Luft-Verschlussstecker an den nicht vom Applikator belegten Ausgangsanschluss an.*

d) Gleichzeitige Verwendung von Bauchbinde und Leggings

- i) *Legen Sie die Leggings (siehe Abschnitt über die Verwendung der Leggings) und das Bauchband an (siehe Abschnitt über die Verwendung des Bauchbandes);*
- ii) *Legen Sie die Drucksohlen an den unteren Enden der Leggings unter der Fußsohle ein.*
- iii) *Verbinden Sie die 12 Schläuche des mitgelieferten Zweibege-Steckers mit den 12 anschließend an den beiden Leggings (6 Anschlüsse am linken Legging + 6 Anschlüsse am rechten Legging). Achten Sie darauf,*

den längsten Schlauch mit dem höchsten Anschluss an jedem Legging zu verbinden.

- iv) Verbinden Sie die 6 Schläuche des 1-Wege-Steckers mit den 6 Anschlüssen am Bauchgurt.
- v) Nachdem Sie die entsprechenden Schläuche an die Leggings und etwas Bauchband angeschlossen haben, schließen Sie die beiden Stecker an die Luftausgangsanschlüsse am Gerät an.



Hinweis Befolgen Sie die gleichen Anweisungen, wenn Sie eine Therapie durchführen wollen, bei der die beiden Leggings und die Armmanschette gleichzeitig verwendet werden.

3) Programmwahl (MODE-Taste auf dem Grafikdisplay)

- a) Verwenden Sie die MODE-Taste, um einen der 5 verschiedenen Aufpumpmodi für die Luftkammern auszuwählen:


A1: Nachdem alle Luftkammern auf Druck gebracht wurden, bläst das Gerät Luft in die erste Kammer (unteres Ende) entsprechend dem festgelegten Druck ein, gefolgt von allen anderen Luftkammern in distal-proximaler Richtung.

A2: Nachdem die Luftkammern auf Druck gebracht wurden, bläst die Maschine entsprechend dem festgelegten Druck Luft in die sechste Kammer (oberes Ende) ein, gefolgt von allen anderen Luftkammern in proximal-diametraler Richtung.

B: Nachdem die Luftkammern auf Druck gebracht wurden, bläst die Maschine die Luft in den ersten drei Kammern und beginnt, sobald der eingestellte Druck erreicht ist, mit dem Aufblasen der nächsten drei Kammern (distal-proximale Richtung).

C: Nachdem die Luftkammern auf Druck gebracht wurden, bläst das Gerät Luft in die erste Kammer (unteres Ende) entsprechend dem festgelegten Druck ein, gefolgt von allen anderen Kammern in distal-proximaler Richtung, wobei die vorherige Kammer auf Druck gehalten wird.

D(1-2-3-4-5-6): Nachdem die Luftkammern unter Druck gebracht wurden, bläst die Maschine nur in die gewählte Luftkammer (Modus D1 Kammer 1; Modus D2 Kammer 2 ;.....; Modus D6 Kammer 6).



- 4) Geschwindigkeitseinstellung (MODE-Taste auf dem Grafikdisplay)
- Wählen Sie die Geschwindigkeit des Luftstroms in die Kammern, indem Sie die Taste SPEED drücken. Sie können zwischen 8 Luftstromgeschwindigkeitsstufen wählen.*
 - Sobald die Therapie begonnen hat, kann der eingestellte Geschwindigkeitswert nicht mehr verändert werden.*



- 5) Einstellen der Therapiedauer (Tasten TIMER UP/DOWN auf dem Grafikdisplay)
 - a) *Die Therapiedauer kann von 0 bis 99 Minuten eingestellt werden, indem Sie mit der Pfeiltaste UP eine höhere und mit der Pfeiltaste DOWN eine niedrigere Zeit einstellen (in Schritten von 5 Minuten);*
 - b) *Es ist ratsam, mit relativ kurzen Zeiten (5-10 Minuten) zu beginnen und diese mit fortschreitender Behandlung zu erhöhen;*
 - c) *Sobald die Therapie begonnen hat, kann die eingestellte Therapiedauer nicht mehr verändert werden.*

- 6) Druckeinstellung (MODE-Taste auf dem Grafikdisplay)
 - a) *Der Luftdruck in den Kammern kann durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn von 0 bis zum maximalen Druck (ca. 240 mmHg \pm 10 %) eingestellt werden;*
 - b) *Das Gerät beginnt erst dann mit der Luftzufuhr in die Kompressionskammern, wenn der Mindestwert von 10 mmHg überschritten wird;*
 - c) *Beginnen Sie mit einem mittleren Druck und erhöhen Sie ihn nach Bedarf.*

- 7) Starten der Therapie (Taste START/STOP auf dem Grafikdisplay)
 - a) *Mit der START/STOP-Taste kann nun die Therapie gestartet werden; die Behandlung kann jederzeit durch erneutes Drücken der START/STOP-Taste unterbrochen werden (das Gerät merkt sich die eingestellte Zeit);*

b) Um die Therapie zu beenden, drücken Sie die STOP-Taste und schalten Sie den Schalter in die Position OFF.

Warten Sie nach dem Gebrauch zwei Minuten und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Schlauchanschluss vom Gerät ab (am Stecker). Ziehen Sie die Schläuche von den Leggings (und/oder dem Zubehör) ab. Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör in der Verpackung auf.

Problemlösung







Problem	Lösung
Das Power Q-6000 Plus lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Anschluss an das Stromnetz. • Überprüfen Sie die Einschalttaste. • Überprüfen Sie den guten Zustand des Stromkabels.
Das Q-6000 Plus gibt ein seltsames, zischendes Geräusch ab, das einem Luftleck ähnelt.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie auf Beschädigungen und/oder auf Löcher in den Schläuchen und Verbindungsstücken • Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Applikatoren an das Gerät • Stellen Sie sicher, dass die Schläuche nicht geknickt oder gequetscht sind
Es gibt keinen Druck oder Luft erreicht die Applikatoren nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Applikatoranschlusses an das Gerät • Prüfen Sie, dass die Leitungen nicht verbogen oder gequetscht sind • Prüfen Sie, ob sich die Luftkammern rhythmisch und progressiv aufblasen
Es gelangt weiterhin Luft in die Kammern und/oder es gibt ein Luftleck in den Applikatoren	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Luftkammern auf Löcher oder Beschädigungen. Wenn keine Luft austritt, schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie es wieder ein und überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb

Hinweise





Die folgenden Warnhinweise dienen der Sicherheit des Benutzers und sollen Schäden und/oder Verletzungen verhindern.

NB: Verwenden Sie das Gerät nicht unbekleidet.

Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie das Power Q-6000 Plus verwenden.

 Gefahr	 Achtung
Bei Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen besteht die Gefahr schwerer Verletzungen	Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Geräts, wenn die folgenden Anweisungen nicht befolgt werden
Hinweiszeic	
 Verbotsszeichen	 Vorsicht
 Hinweis, Teile nicht zu demontieren und/oder zu öffnen	 Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen

Gefahr

Verwenden Sie das Gerät nicht auf akuten Entzündungen oder Wunden Infektionsgefahr	Bei der Verwendung an Patienten mit Krebs, Darmproblemen, Knochenbrüchen, akuter Thrombose und anderen behindernden Zuständen besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt.
	
	

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schmerzen oder unangenehme Empfindungen haben.



In den ersten Sitzungen sollte die Behandlungszeit 20 Minuten nicht überschreiten. Es wird empfohlen, mit Behandlungen von 5/10 Minuten zu beginnen.



Das Gerät sollte nur an bewussten und erwachsenen Personen verwendet werden.



Achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten oder andere Substanzen auf dem Gerät zu verschütten. Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu schweren Schäden führen.



Bei Verdacht auf eine Fehlfunktion dürfen Sie das Gerät nicht öffnen oder versuchen, es zu reparieren. Verwenden Sie in diesem Fall das Gerät nicht. Gefahr eines Stromschlags. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler.



Das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an die Steckdose anschließen oder aus der Steckdose ziehen. Gefahr eines Stromschlags.



Nur mit 220-V-Steckdosen verwenden. Gefahr eines Stromschlags. Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht benutzt wird.




Das Kabel darf nicht gequetscht, geknickt oder beschädigt werden. Gefahr eines Stromschlags.



Vermeiden Sie es, mehrere Geräte an eine Steckdosenleiste anzuschließen. Überhitzungsgefahr



Vermeiden Sie Stöße oder Herunterfallen des Geräts.






Achtung


Bewegen Sie sich nicht, wenn Sie das Gerät verwenden.




Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus und lagern oder verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen.



Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät oder seine Teile (Anschlusschläuche, Applikatoren usw.).




Wenn Sie das Produkt nach längerer Inaktivität oder an kalten Orten benutzen, kann es sein, dass es nicht richtig funktioniert: Lassen Sie es 3 bis 4 Mal leer laufen, wobei Sie die Intensität schrittweise verändern.



Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere Chemikalien, die das Gerät beschädigen könnten.



Die Verbindungsschläuche dürfen nicht geknickt oder verknottet werden.



Benützen Sie das Gerät niemals für andere als die vorgesehenen Zwecke.



Dieses Produkt unterliegt den geltenden Vorschriften zur Mülltrennung (WEEE-Richtlinie). In den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgen.



Kontraindikationen

In den folgenden Fällen nur bei medizinischer Indikation verwenden:

- Implantiertes elektronisches medizinisches Gerät;
- Lungenödem, Herzerkrankungen, hoher Blutdruck, hohes Fieber;
- Hautkrankheiten, Verbrennungen, Dermatitis, Druckgeschwüre, eitrige Erkrankungen, Hauttumore;
- Hauttransplantationen im Anwendungsbereich;
- Erkrankungen der Blutgefäße wie schwere Arterienverkalkung, Herzinfarkt usw.;
- Verdacht auf das Blutgerinnseln;
- Extreme Missbildung;
- Prothesen im Anwendungsbereich;
- Kürzlich durchgeführte Operationen von Krampfadern;
- Schwangere Frauen, Kinder;
- Verstärkte Schmerzen nach der Anwendung des Geräts.

Wartung, Transport und Lagerung

Wenn das Gerät gemäß des im vorliegenden Handbuch beschriebenen Inhalts benutzt wird, ist keine besondere, reguläre Wartung erforderlich.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen, Wärmequellen, Feuchtigkeit, Wasser und Kälte auf. Bewahren Sie das Gerät in der Verpackung auf.

Vorsichtsmaßnahmen für den Transport

Während des Transports sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Es wird jedoch empfohlen, das Power Q-6000 Plus und sein Zubehör nach jedem Gebrauch im mitgelieferten Karton aufzubewahren.

Vorsichtsmaßnahmen für die Lagerung

Das Gerät ist bis zu folgenden Umgebungsbedingungen geschützt:

Ohne die gelieferte Verpackung

Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Relative Feuchtigkeit	30 bis 85 %
Luftdruck	700 bis 1060 hPa

Ohne die gelieferte Verpackung

Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Relative Feuchtigkeit	10 bis 90%
Druck von	500 bis 1060 hPa

Garantie

Für das Gerät gilt die 2-Jahres-Garantie des Herstellers gegen Herstellungsfehler.

Keine Garantie wird in folgenden Fällen gewährt:

- Bei Schäden aufgrund von äußeren Einflüssen, unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Verwendung entgegen den Angaben in diesem Handbuch.
- Änderungen oder Reparaturen am Gerät oder seinen Teilen durch nicht qualifiziertes und nicht vom Hersteller autorisiertes Personal;
- Verwendung von Bauteilen und/oder Zubehör, die nicht vom Hersteller geliefert wurden.

GARANTIEBESCHEINIGUNG

Name des Geräts	Pressotherapiegerät
Modell	Power Q-6000 Plus
Seriennummer	Auf Gerätegehäuse und Verpackung
Garantiezeit	Gerät: 2 Jahre, Applikatoren: 3 Monate
Kaufdatum	Jahr Monat Tag

Kundendienst

Technische Kundendienstleistungen am Gerät dürfen ausschließlich vom Hersteller vorgenommen werden. Für den technischen Kundendienst wenden Sie sich bitte an:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE) - ITALIEN
Tel. 041.5401356 - Fax 041.5402684

Eine eventuelle technische Dokumentation in Bezug auf reparierbare Teile kann geliefert werden, jedoch nur infolge vorheriger betrieblicher Bewilligung und nur nachdem das für die Einsätze zuständige Personal angemessen eingewiesen worden ist.

Ersatzteile

Der Hersteller stellt jederzeit Original-Ersatzteile für das Gerät zur Verfügung. Für Anfragen:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE)
Tel. +39 041 5401356 • Fax +39 041 5402684

Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Garantie, Funktionalität und Produktsicherheit wird empfohlen, ausschließlich vom Hersteller gelieferte Original-Ersatzteile zu verwenden.

POWER Q-6000 Plus wird hergestellt von:

**Wonjin Mulsan Co.,Ltd, 89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon,
Korea. Garantieservice: 82-32-816-0552**

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo N 18, CP 29006, Málaga, Spain



Wonjin Mulsan Co., Ltd.

<http://www.wonjininc.net>

89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon, Korea

A/S : 82-32-816-0552
