

REACARE

ReaCare è il dispositivo di diatermia capacitiva-resistiva con trattamenti dedicati alla riabilitazione e allo sport, personalizzabili grazie alle memorie libere.

È ideale per trattare dolori articolari, artrosi al ginocchio ed edema, ma anche per aiutare gli sportivi a recuperare dopo un infortunio.



DOTAZIONE

- ✓ Manipolo resistivo
- ✓ Manipolo capacitivo
- ✓ Elettrodi capacitivi 60 mm e 35 mm Ø
- ✓ Elettrodi resistivi 60 mm e 35 mm Ø
- ✓ Piastra di ritorno
- ✓ Confezione crema

CND Z12069099

REP 1963015/N

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIb

ReaCare è un dispositivo medico CE0068.

CARATTERISTICHE

- ✓ Dispositivo ReaCare
- ✓ Display a colori
- ✓ 24 programmi REHAB
- ✓ 10 programmi SPORT
- ✓ Modalità CUSTOM
- ✓ 10 Memorie Libere
- ✓ Potenza 160 W, frequenza 400÷600 kHz, modulazione fino a 100 Hz

REACARE

PROGRAMMI

REHAB

- 01 Arto fantasma
- 02 Colpo di frusta
- 03 Distorsione
- 04 Epirocleite
- 05 Strappo muscolare
- 06 Artrosi ginocchio
- 07 Condropatia
- 08 Distrazione muscolare
- 09 LCA
- 10 Tendinite acuta
- 11 Artrosinovite
- 12 Contrattura muscolare
- 13 Dolore articolare

- 14 Linfedema
- 15 Tendinite cronica
- 16 Borsite
- 17 Contusione
- 18 Edema
- 19 Lombalgia
- 20 Tendinopatia cuffia rotatori
- 21 Cervicalgia
- 22 Stiramento muscolare
- 23 Epicondilite
- 24 Meniscopatia

SPORT

- 01 Contrattura muscolare
- 02 Defaticamento muscolare
- 03 Ematoma
- 04 Massaggio superficiale
- 05 Stiramento muscolare
- 06 Contusione
- 07 Distorsione
- 08 Lesione tendinea
- 09 Massaggio profondo
- 10 Strappo muscolare