

# MAG700

Mag700 è il dispositivo per magnetoterapia ad un canale in grado di agire su alcune patologie osteoarticolari.

## CARATTERISTICHE

- ✓ Due 11 programmi
- ✓ 1 canale di uscita
- ✓ Intensità fino a 70 gauss
- ✓ Frequenza da 5 a 100 Hz



CND Z120606  
 REP 387280/R  
**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa**  
 MAG 700 è un dispositivo medico CE0068

## DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo MAG700
- ✓ Fascia elastica terapeutica con 2 solenoidi (non ispezionabile)
- ✓ 1 canale di uscita
- ✓ Alimentatore medicale
- ✓ Manuale d'uso e posizioni fascia
- ✓ 1 busta di protezione PVC
- ✓ Borsa per il trasporto



**DIMENSIONI DISPOSITIVO** 180 x 110 x 50 mm

# MAG700

## PROGRAMMI

PROGRAMMI	DURATA PROGRAMMA	INTENSITÀ PROGRAMMA	FREQUENZA
01 Osteoartrosi	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	15 Hz
02 Artrite	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	30 Hz
03 Osteoporosi	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	50 Hz
04 Fratture	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	50 Hz
05 Dolori articolari	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	25 Hz
06 Dolori muscolari	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	60 Hz
07 Antinfiammatorio	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	40 Hz
08 Scansione automatica	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	10-100 Hz
09 Programma a 5 Hz	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	5 Hz
10 Programma a 10 Hz	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	10 Hz
11 Programma a 20 Hz	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	20 Hz