

# MIO-CARE BEAUTY

Mio-Care Beauty è il dispositivo per elettroterapia ideale per chi desidera agire sulle problematiche legate al dolore e agli inestetismi locali.

CND Z120601

REP 5715/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Mio-Care è un dispositivo medico certificato CE0068



## DOTAZIONE

- ✓ Elettroterapia TENS/EMS/FES con display grafico
- ✓ 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- ✓ Caricabatterie
- ✓ Clip di aggancio alla cintura
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto

## CARATTERISTICHE

- ✓ Elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- ✓ Funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi)
- ✓ Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
- ✓ Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile)
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Intensità 100 mApp per canale

## DIMENSIONI APPARECCHIO

135 X 61 X 25 mm

# MIO-CARE BEAUTY

## PROGRAMMI

### PROGRAMMI MEDICALI

- 01 Tens convenzionale (rapido)
- 02 Tens endorfinico (ritardato)
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia/cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia/sciatalgia
- 07 Distorsioni/contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Decontratturante
- 10 Ematomi
- 11 Prevenzione atrofia
- 12 Atrofia (recupero trofismo)
- 13 Dolori mano e polso
- 14 Stimolazione plantare
- 15 Epicondilite

- 16 Epirocleite

- 17 Periartrite

- 18 Microcorrente

- 19 Incontinenza da sforzo (sonda esc.)

- 20 Incontinenza da urgenza (sonda esc.)

### PROGRAMMI BELLEZZA

- 01 Rassodamento arti superiori e tronco
- 02 Rassodamento arti inferiori
- 03 Tonificazione arti superiori e tronco
- 04 Tonificazione arti inferiori
- 05 Definizione arti superiori e tronco
- 06 Definizione arti inferiori
- 07 Modellamento
- 08 Microlifting
- 09 Lipolisi addome
- 10 Lipolisi cosce
- 11 Lipolisi glutei e fianchi
- 12 Lipolisi braccia
- 13 Elasticità tessuti
- 14 Capillarizzazione
- 15 Pesantezza alle gambe

## TERAPIA TENS ED ELETTROSTIMOLAZIONE

La TENS rappresenta una delle tecniche di elettroterapia più utilizzate in fisioterapia con finalità antalgiche. Essa è da sempre usata per il trattamento di una vasta gamma di problemi legati al dolore fisico, come ad esempio dolori acuti, cronici, dolori muscolari, dolori post-operatori ed anche dolori causati dalla gravidanza.

Solitamente viene distinta, in funzione del meccanismo di azione prevalente che coinvolge, in convenzionale, endorfinica, ai valori massimi, antinfiammatorio. L'EMS è una tecnica di stimolazione che favorisce le contrazioni muscolari tramite l'applicazione di impulsi elettrici. In maniera analoga alla TENS, gli impulsi sono applicati al paziente grazie all'utilizzo di elettrodi posti in prossimità dei muscoli da trattare.

L'EMS è comunemente usata per il rassodamento, la tonificazione, la definizione, e come complemento alla normale attività sportiva, quindi sia con finalità terapeutiche che estetiche.