

# CV2S2000

El par de solenoides es un producto sanitario CE compatible con los modelos de magnetoterapia de baja frecuencia y alta intensidad.

Par de solenoides profesionales para terapia de alta intensidad. Adecuado para tratamientos hasta 150-200 gauss (minimiza el calentamiento de los solenoides) y para aplicaciones sobre yeso.

Compatible con:

- ✓ MAG2000
- ✓ MAG2000 Plus
- ✓ MAG2000 Premium
- ✓ LaMagneto
- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ LaMagneto X



**DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE I** no estéril y sin funciones de medición

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tamaño del aplicador: diámetro 11 cm + elástico de 115 cm
- ✓ 2 solenoides profesionales
- ✓ 1 cable de conexión

## EQUIPAMIENTO

- ✓ CV2S2000
- ✓ Manual de uso