

F3S2000

La banda con 3 solenoides F3S2000 es un producto sanitario CE compatible con los modelos de magnetoterapia de baja frecuencia y alta intensidad.

Compatible con:

- ✓ MAG2000
- ✓ MAG2000 Plus
- ✓ MAG2000 Premium
- ✓ LaMagneto
- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ LaMagneto X

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE I no estéril y sin funciones de medición



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tamaño del aplicador: 38x9 cm + elástico de 60 cm
- ✓ 3 solenoides
- ✓ 1 cable de conexión

EQUIPAMIENTO

- ✓ Banda F3S2000
- ✓ Manual de uso