

MAG700

Mag700 es el dispositivo para magnetoterapia con un canal capaz de actuar en algunos tipos de patologías osteoarticulares.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 11 programas
- ✓ Intensidad hasta 70 gauss
- ✓ 1 canal de salida
- ✓ Frecuencia de 5 a 100 Hz



DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa
MAG 700 es un dispositivo médico CE0068

EQUIPAMIENTO

- ✓ Dispositivo MAG700
- ✓ Faja elástica terapéutica con 2 solenoides no inspeccionables
- ✓ 1 canal de salida
- ✓ Alimentador
- ✓ 1 funda de PVC
- ✓ Manual de empleo y posiciones de la faja
- ✓ Bolsa para el transporte



DIMENSIONES DEL APARATO

180 x 110 x 50 mm

MAG700

PROGRAMAS

PROGRAMAS	DURACIÓN PROGRAMA	INTENSIDAD PROGRAMADA	FRECUENCIA
01 Osteoartrosis	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	15 Hz
02 Artritis	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	30 Hz
03 Osteoporosis	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	50 Hz
04 Fracturas	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	50 Hz
05 Dolores articulares	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	25 Hz
06 Dolori muscolari	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	60 Hz
07 Antiinflamatorio	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	40 Hz
08 Escaneo automático	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	10-100 Hz
09 Programa a 5 Hz	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	5 Hz
10 Programa a 10 Hz	Duración 2 horas ajustables	40 GAUSS ajustable	10 Hz
11 Programa a 20 Hz	Durata 2 ore regolabili	40 G regolabile	20 Hz