

MIO-CARE FITNESS

Mio-Care Fitness es el electroestimulador ideal para el tratamiento del dolor, es capaz de tratar las exigencias tanto en el ámbito deportivo como estético.

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

Mio-Care Fitness es un dispositivo médico CE0068



EQUIPAMIENTO

- ✓ Electroterapia TENS y EMS con pantalla gráfica
- ✓ 2 cables de electrodos con 4 conexiones (total 8 electrodos conectables)
- ✓ Electrodos adhesivos pregelados
- ✓ Batería interna Ni-Mh recargable con nueva tecnología LL (long lasting) de baja autodescarga
- ✓ Cargador de la batería interna
- ✓ Pinza de enganche al cinturón
- ✓ Manual de uso e manual de colocación de los electrodos
- ✓ Bolsa de transporte

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Electroterapia de 2 canales independientes con la posibilidad de conectar hasta 8 electrodos;
- ✓ Generador de onda cuadrada bifásica compensada. La cantidad de corriente que circula entre positivo y negativo es igual y constante, evitando el peligroso efecto polar posible si se estimula con una onda no compensada;
- ✓ Funcionamiento asíncrono de los canales de estimulación (lipólisis, agonista-antagonista, contracciones tónicas y fásicas, masaje profundo);
- ✓ Digital con teclado simple e intuitivo;
- ✓ Instrucciones sobre el programa en curso y el tiempo restante visible directamente en la pantalla;
- ✓ Funcionamiento con batería interior recargable (extraíble);
- ✓ Display retroiluminado;
- ✓ Intensidad máxima 100 mApp;

DIMENSIONES DEL APARATO

114 X 68 X 26 mm

MIO-CARE FITNESS

PROGRAMAS

20 PROGRAMAS MEDICOS

Tens convencional (rápido)

Tens endorfinica (retrasada)

Tens con valores máximos

Antiinflamatorio

Cervicalgia/cefalea miotensiva

Lumbalgia/ciatalgia

Distorsiones/contusions

Vascularización

Relajante

Hematomas

Prevención atrofia

Atrofia (recuperación del trofismo)

Dolores mano y muñeca

Estimulación plantar

Epicondilitis

Epitrocleitis

Periartritis

Microcorriente

Incontinencia por esfuerzo (sonda escl.)

Incontinencia por urgencia (sonda escl.)

15 PROGRAMAS BELLEZA

Fortalecimiento miembros superiores y tronco

Fortalecimiento miembros inferiores

Tonificación miembros superiores y tronco

Tonificación miembros inferiores

Definición miembros superiores y tronco

Definición miembros inferiores

Modelación

Microlifting

Lipólisis abdomen

Lipólisis muslos

Lipólisis glúteos y caderas

Lipólisis brazos

Elasticidad tejidos

Capilarización

Pesadez de las piernas

20 PROGRAMAS FITNESS

Calentamiento

Resistencia miembros superiores y tronco

Resistencia miembros inferiores

Fuerza resistente miembros superiores y tronco

Fuerza resistente miembros inferiores

Fuerza básica miembros superiores y tronco

Fuerza básica miembros inferiores

Fuerza veloz miembros superiores y tronco

Fuerza veloz miembros inferiores

Fuerza explosiva miembros superiores y tronco

Fuerza explosiva miembros inferiores

Capilarización profunda

Recuperación muscular

Agonista-antagonista

Contracciones tónicas secuenciales miembros superiores y tronco

Contracciones tónicas secuenciales miembros inferiores

Contracciones fásicas secuenciales miembros superiores y tronco

Contracciones fases secuenciales miembros inferiores

Relajante

Masaje profundo

ESTIMULACIÓN ALTERNA DE DOS CANALES

El aparato es capaz de generar pulsos alternos en los dos canales a fin de producir las contracciones o la estimulación secuencial. Esta característica permite un uso eficaz en la estética para la lipólisis y en el deporte para la formación de los músculos agonistas o masaje secuencial. La gran potencia que puede generar, se puede utilizar también para los deportes más exigentes.