

MIO-PERISTIM

Mio-Peristim es el electroestimulador diseñado para el tratamiento de problemas relacionados con la incontinencia masculina y femenina. Es capaz de estimular la pared de los músculos pélvicos, los responsables del control de la vejiga, tonificándolos y reforzándolos. Aumenta el control de los músculos y disminuye la irritabilidad de la vejiga.

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

Mio-Peristim es un dispositivo médico CE0068



EQUIPAMIENTO

- ✓ Electroterapia TENS/NEMS/FES con pantalla gráfica
- ✓ 2 cables de conexión de los electrodos con 4 salidas (en total se pueden conectar 8 electrodos)
- ✓ Electrodos adhesivos pre-gelificados
- ✓ Batería interna recargable de Ni-Mh con nueva tecnología LL (long-lasting) a baja auto-descarga
- ✓ Cargador
- ✓ Clip para el cinturón
- ✓ Manual de uso y manual de posiciones de los electrodos
- ✓ Bolsa de transporte

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Electroterapia de 2 canales independientes con posibilidad de conectar hasta ocho electrodos;
- ✓ Generador de onda cuadrada bifásica compensada: la cantidad de corriente que pasa del polo positivo al negativo es igual y constante. De este modo se evita el peligroso efecto térmico de polarización que puede provocar una onda de estimulación no compensada;
- ✓ 9 programas de INCONTINENCIA (urinaria y fecal);
- ✓ 14 programas TENS;
- ✓ 13 memorias libres TENS-NEMS;
- ✓ Teclado digital con controles sencillos e intuitivos;
- ✓ Instrucciones sobre el programa el curso y el tiempo restante directamente en pantalla;
- ✓ Funciona con una batería interna recargable (extraíble);
- ✓ Pantalla retro iluminada;
- ✓ Intensidad máxima de 200 mApp;

DIMENSIONES DEL APARATO

114 X 68 X 26 mm

MIO-PERISTIM

PROGRAMAS

14 PROGRAMAS TENS

Tens rápido

Tens endorfinico

Tens de valores máximos

Anti-inflamatorio

Dolor de cuello/Cefalea miotensiva

Lumbalgia/Ciática

Esguinces/Contusiones

Vascularización

Descontracturante

Dolor de mano y muñeca

Estimulación plantar

Epicondilitis

Epitroclea

Periartritis

9 PROGRAMAS INCONTINENCIA

Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1

Incontinencia urinaria de esfuerzo 2

Incontinencia urinaria de esfuerzo 3

Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1

Incontinencia urinaria de urgencia 2

Incontinencia urinaria de urgencia 3

Incontinencia urinaria mixta y fecal 1

Incontinencia urinaria mixta 2

Incontinencia urinaria mixta 3

13 MEMORIAS LIBRES

TENS libre 1

TENS libre 2

TENS libre 3

TENS libre 4

TENS libre 5

NEMS libre 1

NEMS libre 2

NEMS libre 3

NEMS libre 4

NEMS libre 5

TENS alterno 2 canali

NEMS alterno 2 canali

Test de batería

¿COMO FUNCIONA?

MIO-PERISTIM es un dispositivo diseñado y dedicado en particular al tratamiento y cura de problemas relacionados con la incontinencia urinaria y fecal. Está equipado con 9 programas específicos para incontinencia que se pueden realizar con las sondas específicas suministradas o como accesorios bajo pedido.

MIO-PERISTIM también está equipado con 14 programas TENS para terapia del dolor y 13 memorias libres que le permiten configurar programas para TENS (terapia analgésica) y NEMS (neuroestimulación muscular).