

# POWER Q-6000 PLUS

Power Q-6000 Plus es un dispositivo profesional para presoterapia con 6 cámaras de compresión con dos salidas y la posibilidad de personalizar los tratamiento dependiendo de las exigencias terapéuticas.

Power Q-6000 Plus favorece una circulación venosa correcta gracias a su acción de inflado/desinflado de las cámaras de aire, favoreciendo la eliminación del exceso de líquidos intersticiales.



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación 220-240 V 50/60 Hz
- ✓ Consumo 80 W
- ✓ Tiempo regulable 5÷99 minutos
- ✓ Presión regulable 0÷240 mmHg ±10%
- ✓ 2 canales de salida (posibilidad de conectar hasta 3 aplicadores)
- ✓ 5 programas
- ✓ 8 niveles de velocidad de flujo de aire
- ✓ Pantalla grafica
- ✓ Peso: 9.5 Kg


### DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

Power Q-6000 Plus es un dispositivo médico CE1023

## TRATAMIENTOS

Linfedema	Drenaje del brazo después de intervenciones de mastectomía
Parálisis de los miembros	Tratamiento de hematomas siguientes a intervenciones de cirugía estética
Compresión pasiva en patologías venosas	Tratamiento anticelulítico en estadio inicial
Artritis reumatoide	Profilaxis post-operatoria en intervenciones de trombosis venosa

## MODO DE INFLACIÓN



## DIMENSIONAS APARATO

420 x 230 x 310 mm



I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini, 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia/Italy - Tel.: (+39) 041/5401356 - Email: iacer@iacer.it  
 PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com - Cod. Fisc./PIVA/VAT N.: IT00185480274  
 R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Codice SDI/SDI Code: SUBM70N - Cap. Soc.: € 110.000.00 i.v.

# POWER Q-6000 PLUS

## DOTACIÓN

La presoterapia es capaz de resolver el problema del estancamiento en los vasos sanguíneos, que están dañados o que no irrigan correctamente, también promueve la eliminación del exceso de líquido intersticial mediante la estimulación del drenaje de la linfa.

Por tanto, es útil tanto para fines estéticos (tratamientos anticelulíticos) como para tratar los problemas relacionados con la circulación de flujo sanguíneo y linfático (linfedema).

Las aplicaciones más habituales de la presoterapia son para:

- ✓ Incrementa la acción de masaje del cuerpo
- ✓ Facilitar el flujo sanguíneo gracias a la presión lenta y progresiva.
- ✓ Promover el drenaje linfático.
- ✓ Aporta un alivio inmediato y una sensación de bienestar a las extremidades.
- ✓ Evitar el estancamiento de sustancias en los tejidos de las zonas periféricas
- ✓ Evite la descompensación de la sangre debido a un efecto de bombeo inadecuado
- ✓ Ralentizar la pérdida de tono muscular en pacientes inmovilizados o discapacitados

La pressoterapia sostituisce il massaggio manuale per finalità trofiche.

POWER Q6000 Plus es el sistema de presoterapia profesional que favorece una correcta circulación venosa debido a su acción de inflado/desinflado de las cámaras de aire.

POWER Q6000 Plus dispone de 5 modos diferentes de inflar las cámaras de aire, 8 niveles de velocidad del flujo de aire dentro de las cámaras secuenciales y la capacidad de ajustar la hora y la terapia de presión. De esta manera usted puede personalizar cada tratamiento con base en las necesidades terapéuticas del paciente.

