

F3S2000

Das Therapieband mit 3 Magneten F3S2000 ist ein mit Niederfrequenz- und Hochintensitäts-Magnettherapiemodellen kompatibles CE-Medizinprodukt.

Kompatibel mit:

- ✓ MAG2000
- ✓ MAG2000 Plus
- ✓ MAG2000 Premium
- ✓ LaMagneto
- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ LaMagneto X



MEDIZINPRODUKT DER KLASSE I (unsteril und ohne Messfunktion)

MERKMALE

- ✓ Größe des Applikators: 38x9 cm + elastisches Band 60 cm
- ✓ 3 Magnete
- ✓ 1 Anschlusskabel

LIEFERUMFANG

- ✓ Therapieband F3S2000
- ✓ Benutzerhandbuch