

# FOX-300

Das Pulsoximeter ist ein sehr wichtiges Instrument zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut und der Herzfrequenz. Seine Anwendung ist wirklich einfach und intuitiv. Es kann überall zur Überwachung physiologischer Funktionen eingesetzt werden: in Krankenhäusern, Kliniken, medizinischen Zentren, Notaufnahmen, Zahnarztpraxen, zu Hause.



## LIEFERUMFANG

- ✓ Gerät mit grafischem Farbdisplay
- ✓ 2 x Batterien der Größe AAA
- ✓ Sicherheitsgurt für die Verankerung am Handgelenk
- ✓ Gebrauchs- und Wartungsanleitung

**MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.**  
Fox-300 ist ein Medizinprodukt CE0123

## GERÄT MIT LED-ANZEIGE

- ✓ Erkennung der Sauerstoffsättigung im Blut
- ✓ Erkennung der Herzfrequenz
- ✓ Zweifarbiges OLED-Anzeige
- ✓ 10-stufige Helligkeitseinstellung
- ✓ Anzeige von SpO<sub>2</sub>, Herzfrequenz, Pulsbalken und Plethysmogramm
- ✓ 6 differenzierte Display-Ausrichtungen für besseres Lesen
- ✓ Automatische Abschaltung, wenn der Finger 8 Sekunden lang nicht eingesteckt ist
- ✓ Signal zur Anzeige einer niedrigen Batteriespannung
- ✓ Geeignet für eine breite Palette von Fingergrößen (von Kindern bis zu Erwachsenen)
- ✓ Gewicht 33 Gramm ohne Batterien

## SPO<sub>2</sub>

### MESSINTERVALL

70-99%

### AUFLÖSUNG

1 %

### MESSGENAUIGKEIT

zwischen 80 und 99% → ±3%  
zwischen 70 und 80% → ±3%

## HERZFREQUENZ

### MESSINTERVALL

30-235 S/min

### AUFLÖSUNG

1 S/min

### MESSGENAUIGKEIT

30 bis 99 S/min → +-2 S/min  
100 bis 235 S/min → +-2 %

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

### GERÄT

58X32x37 mm

### VERPACKUNGSGRÖSSE

83X51x61 mm

### GEWICHT EINER EINZELVERPACKUNG

87 g

# FOX-300

**HERSTELLER**

Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.  
Room 4104, No. A12 Yuquan Road, Haidian District, 100143 Beijing, VOLKSREPUBLIK CHINA

---

**EG-VERTRETER**

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Deutschland

---

**VERTRIEB DURCH**

I.A.C.E.R Srl Via S.Pertini 24/a – 30030 Martellago (VE) Italien