

FOX-300

L'oxymètre de pouls est un dispositif très important pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque.

Son utilisation est vraiment simple et intuitive.

FOX-300 peut être utilisé partout pour surveiller les fonctions physiologiques: hôpitaux, cliniques, centres médicaux, services d'urgence ou à domicile.



ÉQUIPEMENT

- ✓ Dispositif avec affichage graphique de couleur
- ✓ 2 piles AAA
- ✓ Lacet de sécurité pour fixation au poignet
- ✓ Manuel d'utilisation et d'entretien

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa
Fox-300 c'est un dispositif médical CE0123

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Mesure du taux de saturation d'oxygène dans le sang
- ✓ Mesure du rythme cardiaque
- ✓ Affichage OLED deux couleurs
- ✓ Réglage de la luminosité 10 niveaux
- ✓ Indication SpO₂, battement cardiaque, barre des pulsations et pléthysmogramme
- ✓ 6 orientations différentes de l'affichage pour une meilleure lecture
- ✓ Autoextinction si le doigt n'est pas inséré sous 8 secondes
- ✓ Alarme d'indication de batterie faible
- ✓ Adapté à une vaste gamme de dimensions du doigt (des enfants jusqu'aux adultes)
- ✓ Poids 33 grammes (sans piles)

SPO₂

INTERVALLE DE MESURE

70-99%

DÉFINITION

1%

PRÉCISION DE LA MESURE

de 80 à 99% → ±3%
de 70 à 80% → ±3%

FRÉQUENCE CARDIAQUE DIMENSIONS ET POIDS

INTERVALLE DE MESURE

30-235 bpm

DÉFINITION

1 bpm

PRÉCISION DE LA MESURE

de 30 à 99bpm → +-2bpm
de 100 à 235bpm → +-2%

APPAREIL

58x32x37mm

BOÎTE EMBALLAGE

83x51x61mm

POIDS EMBALLAGE INDIVIDUEL

87 gr

FOX-300

FABRICANT

Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
Room 4104, No. A12 Yuquan Road, Haidian District, 100143 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

REPRÉSENTANT CE

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germania

DISTRIBUÉ PAR

I.A.C.E.R Srl Via S.Pertini 24/a - 30030 Martellago (VE) Italy