

# MAG2000

Mag2000 ist das weltweit meistverkaufte Niederfrequenz-PEMF-Gerät.

Dank seiner 35 voreingestellten Programme ist es ideal für die Behandlung verschiedener Knochen- und Muskelerkrankungen.

## MERKMALE

- ✓ 35 programme
- ✓ 2 Kanäle
- ✓ Intensität bis zu 150 Gauss pro Kanal
- ✓ Frequenz 1 bis 100 Hz



### MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

Mag2000 ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt.

## LIEFERUMFANG

- ✓ MAG2000
- ✓ Therapeutisches elastisches Band
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Gebrauchsanleitung und Bandpositionen
- ✓ Plastikschatzhülle
- ✓ Magnetprüfgerät
- ✓ Etui für den Transport



**ABMESSUNGEN DES GERÄTS** 179 x 107 x 50 mm

# MAG2000

MAG2000 bietet 20 voreingestellte Programme, benannt nach den häufigsten Erkrankungen (Osteoporose, Periarthritis usw.), 14 Programme unterteilt nach unterschiedlicher Arbeitsfrequenz (von 1 bis 100 Hertz) und ein Programm Autoscan mit kontinuierlich variabler Frequenz für die Behandlung von weichem und hartem Gewebe in der gleichen Therapiesitzung.

MAG2000 ermöglicht die flexible Einstellung der Intensität des Magnetfeldes für alle Programme, mit den Maximalwerten bis 300 Gauß an den beiden Ausgängen (150 Gauß je Ausgang) in den Programmen mit Arbeitsfrequenz von 1 bis 100 Hertz.

## PROGRAMMS

<b>01</b> Osteoporose	<b>17</b> Coxarthrose	<b>33</b> 90 Hz
<b>02</b> Arthrose	<b>18</b> Muskelatrophie	<b>34</b> 100 Hz
<b>03</b> Arthritis	<b>19</b> Musk. Kontrakt.	<b>35</b> Autoscan
<b>04</b> Halsarthrose	<b>20</b> Osteonekrose	
<b>05</b> Gelenkschmerzen	<b>21</b> 1 Hz	
<b>06</b> Cervicalgie	<b>22</b> 3 Hz	
<b>07</b> Distorsion	<b>23</b> 5 Hz	
<b>08</b> Fraktur	<b>24</b> 10 Hz	
<b>09</b> Tennisarm	<b>25</b> 15 Hz	
<b>10</b> Ellenbogenentz.	<b>26</b> 20 Hz	
<b>11</b> Rippenquetsch.	<b>27</b> 30 Hz	
<b>12</b> Lumbalgie	<b>28</b> 40 Hz	
<b>13</b> Lumbaler Schm.	<b>29</b> 50 Hz	
<b>14</b> Schulterarthr.	<b>30</b> 60 Hz	
<b>15</b> Krampfadern	<b>31</b> 70 Hz	
<b>16</b> Periarthritis	<b>32</b> 80 Hz	