

MIO-PERISTIM

Mio-Peristim est l'électrostimulateur conçu pour le traitement des problèmes liés à l'incontinence masculine et féminine.

Il est capable de stimuler la paroi des muscles pelviens, responsable du contrôle de la vessie, de les tonifier et de les renforcer. Il augmente le contrôle musculaire et diminue l'irritabilité de la vessie.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

Mio-Peristim c'est un dispositif médical CE0068



ÉQUIPEMENT

- ✓ Électrothérapie TENS/NEMS/FES avec un affichage graphique
- ✓ 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables).
- ✓ Électrodes adhésives pregelées
- ✓ Batterie interne Ni-MH rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge).
- ✓ Chargeur
- ✓ Clip de ceinture
- ✓ Manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Électrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée
- ✓ 9 programmes INCONTINENCE (urinaire et fécale)
- ✓ 14 programmes TENS
- ✓ 13 mémoires libres TENS - NEMS
- ✓ Clavier digital avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l'écran
- ✓ Fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible)
- ✓ Écran rétroéclairé
- ✓ Intensité maximale de 200 mApp

DIMENSIONS

114 X 68 X 26 mm

MIO-PERISTIM

PROGRAMMES

14 PROGRAMMES TENS

TENS Conventionnel (rapide)

TENS endorphinique (retardé)

Tens puissant

Anti inflammatoire

Cervicalgie/Céphalée et myotensive

Lombalgie/sciatalgie

Distorsions/contusions

Vascularisation

Décontractant

Douleurs main poignet

Stimulation plantaire

Epicondylite

Épitrôchléite

Périarthrite

9 PROGRAMMES INCONTINENCE

Incontinence urinaire due au stress + fécale 1

Incontinence urinaire due au stress 2

Incontinence urinaire due au stress 3

Incontinence urinaire par urgence + fécale 1

Incontinence urinaire par Urgence 2

Incontinence urinaire par Urgence 3

Incontinence urinaire mixte + fécale 1

Incontinence urinaire Mixte 2

Incontinence urinaire Mixte 3

13 MÉMOIRES LIBRES

TENS mem 1

TENS mem 2

TENS mem 3

TENS mem 4

TENS mem 5

NEMS mem 1

NEMS mem 2

NEMS mem 3

NEMS mem 4

NEMS mem 5

NEMS alternée dans les deux sorties

NEMS alternée dans les deux sorties

Test battery

COMMENT FONCTIONNE MIO-PERISTIM?

MIO-PERISTIM est un dispositif spécialement étudié pour l'utilisation quotidienne dans le traitement et les soins de l'incontinence urinaire et fécale.

MIO-PERISTIM a 9 programmes spécifiques pour le traitement de l'incontinence, 14 programmes TENS pour la thérapie de la douleur et 13 mémoires libres de TENS (thérapie antalgique) et NEMS (neurostimulation musculaire).