

ORTHOMAG

ORTHOMAG est le première dispositif professionnel de magnétothérapie à basse fréquence (PEMF) qui peut être utilisé partout:

- ✓ Avec batterie (en mouvement)
- ✓ Branché sur l'allume-cigare.
- ✓ Branché au secteur électrique à la maison ou dans le bureau.

L'applicateur de Orthomag est unique en son genre. Il est léger, confortable à porter et FLEXIBLE et il s'adapte efficacement aux différentes parties du corps.

Il n'existe pas un applicateur pour la magnétothérapie à basse fréquence avec un épaisseur et un poids si réduit dans le commerce.

Il résout définitivement les problèmes de poids, d'encombrement et de flexibilité. Orthomag est fourni avec deux programmes (50-75 Hz) pour le traitement des pathologies des tissus osseuses et pour les problèmes typiques des état inflammatoires.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

Orthomag c'est un dispositif médical CE0068

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Applicateur universel flexible
- ✓ Batterie Lithium rechargeable
- ✓ 2 programmes (50 Hz - 75 Hz)
- ✓ Jusqu'à 25 Gauss pour chaque programme

ÉQUIPEMENT

- ✓ Dispositif ORTHOMAG;
- ✓ Applicateur universel flexible (câble de 1,5 m)
- ✓ Chargeur (câble de 1,5 m);
- ✓ Sac de rangement;
- ✓ Aimant pour le test d'émission;
- ✓ Bandes élastiques de fixation (mesure S et L)
- ✓ Mode d'emploi et d'entretien;
- ✓ Chargeur auto (en option)

