

CV2S2000

Das Magnetpaar ist ein mit Niederfrequenz- und Hochintensitäts-Magnettherapiemodellen kompatibles CE-Medizinprodukt.

Paar professioneller Magnete für die Hochintensitätstherapie. Geeignet für Behandlungen bis zu 150-200 Gauss (minimiert die Erwärmung der Magnete) und für Anwendungen auf Gipsverbänden.

Kompatibel mit:

- ✓ MAG2000
- ✓ MAG2000 Plus
- ✓ MAG2000 Premium
- ✓ LaMagneto
- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ LaMagneto X



MEDIZINPRODUKT DER KLASSE I (unsteril und ohne Messfunktion)

MERKMALE

- ✓ Größe des Applikators: 11 cm Durchmesser + 115 cm Gummiband
- ✓ 2 professionelle Magnete
- ✓ 1 Anschlusskabel

LIEFERUMFANG

- ✓ CV2S2000
- ✓ Benutzerhandbuch