

FOX-250

L'oxymètre de pouls est un dispositif très important pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque.

L'algorithme DSP avancé peut réduire l'influence des artefacts de mouvement et améliorer la précision de mesure.

Son utilisation est vraiment simple et intuitive.

FOX-250 peut être utilisé partout pour surveiller les fonctions physiologiques : hôpitaux, cliniques, centres médicaux, services d'urgence, centres sportifs ou à domicile.



ÉQUIPEMENT

- ✓ Dispositif avec affichage LED
- ✓ 2 piles AAA
- ✓ Lacet de sécurité pour fixation au poignet
- ✓ Manuel d'utilisation et d'entretien

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIb
Fox-250 c'est un dispositif médical CE0123

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Mesure du taux de saturation d'oxygène dans le sang
- ✓ Mesure du rythme cardiaque
- ✓ Affichage LED
- ✓ Indication SpO₂, battement cardiaque et barre des pulsations
- ✓ Autoextinction si le doigt n'est pas inséré sous 8 secondes
- ✓ Alarme d'indication de batterie faible
- ✓ 2 orientations différentes de l'écran pour une meilleure lecture
- ✓ Adapté à une vaste gamme de dimensions du doigt (des enfants jusqu'aux adultes)
- ✓ Poids environ 54 grammes (piles incluses)

SPO₂

INTERVALLE DE MESURE:

35-100%

DÉFINITION

1%

PRÉCISION DE LA MESURE

de 80 à 100% → ±2%
de 70 à 80% → ±3%
en dessous de 70% → indéfini

FRÉQUENCE CARDIAQUE

INTERVALLE DE MESURE

25-250 bpm

RÉSOLUTION

1 bpm

PRÉCISION DE LA MESURE

±2bpmw

DIMENSIONS ET POIDS

APPAREIL

57x31x30.5mm

BOITE EMBALLAGE

83x61x36mm

POIDS EMBALLAGE INDIVIDUEL

66 gr

FOX-250

FABRICANT

Promise Technology Co., Ltd.

3/F, East-Asia Building, Jida Jiuzhou Avenue, 519015 Zhuhai, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

REPRÉSENTANT CE

Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe) Eiffestraße 80 20537 Hamburg GERMANY

DISTRIBUÉ PAR

I.A.C.E.R Srl Via S.Pertini 24/a - 30030 Martellago (VE) Italy