


# LAMAGNETO PRO

LaMagneto Pro es el dispositivo de magnetoterapia ideal para aquellas personas con un miembro de la familia que tiene dificultades para usar dispositivos electromédicos, gracias a la capacidad de preestablecer terapias e iniciarlas con un solo clic.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ 2 canales independientes
- ✓ Pantalla a color
- ✓ Intensidad del campo magnético hasta 200 gauss per canal
- ✓ Frecuencia de 1 a 120 Hz
- ✓ 63 programas
- ✓ Lista "Últimos 10" programas utilizados
- ✓ Modalidad "Bloquear" programa
- ✓ Contador de terapias realizadas y horas totales de uso



**DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa**  
LaMagneto Pro es un dispositivo médico CE1936

## PROGRAMAS

01 Osteoporosis	22 Lesión cartílago	43 Nocturno 15 Hz
02 Artrosis	23 Lesión ligamento	44 Nocturno 50 Hz
03 Artritis	24 Edema óseo	45 Nocturno 75 Hz
04 Artrosis cervical	25 Tendinitis	46 Autoscan
05 Dolor articular	26 Condropatia	47 Tratamiento 1 Hz
06 Cervicalgia	27 Antinfiammatorio	48 Tratamiento 3 Hz
07 Dolor crónico	28 Latigazo	49 Tratamiento 5 Hz
08 Fracturas	29 Cicatrización	50 Tratamiento 8 Hz
09 Epicondilitis	30 Ulcera cutánea	51 Tratamiento 10 Hz
10 Epitrocleitis	31 Discopatía	52 Tratamiento 15 Hz
11 Pseudoartrosis	32 Mialgia	53 Tratamiento 16 Hz
12 Lumbago	33 Neuropatía	54 Tratamiento 20 Hz
13 Dolor lumbar	34 Desgarro muscular	55 Tratamiento 30 Hz
14 Artrosis hombro	35 Calambres musculares	56 Tratamiento 40 Hz
15 Artrosis rodilla	36 Rizartrosis	57 Tratamiento 50 Hz
16 Periartritis	37 Síndrome de Impingement	58 Tratamiento 60 Hz
17 Coxartrosis	38 Túnel carpiano	59 Tratamiento 70 Hz
18 Atrofia Muscular	39 Prótesis titanio	60 Tratamiento 75 Hz
19 Tratamiento muscular	40 Manguito rotador	61 Tratamiento 80 Hz
20 Osteonecrosis	41 Túnel del tarso	62 Tratamiento 90 Hz
21 Algodistrofia	42 Nocturno 1 Hz	63 Tratamiento 100 Hz

# LAMAGNETO PRO

## EQUIPAMIENTO

- ✓ Dispositivo LaMagneto Pro
- ✓ 1 aplicador a faja con 3 solenoides (F3S2000)
- ✓ 1 aplicador profesional con pareja de solenoides (CV2S2000)
- ✓ Alimentador médico
- ✓ Manual de empleo y mantenimiento
- ✓ Imán para verificación de funcionamiento
- ✓ Bolsa para el transporte
- ✓ Tres bandas de tejido no tejido (TNT) 15x150 cm



**DIMENSIONES DEL APARATO** 180 x 110 x 50 mm

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿CÓMO FUNCIONA LA MAGNETOTERAPIA?

La eficacia de la magnetoterapia se basa en particular en la pulsación del campo electromagnético que se activa y desactiva alternativamente en secuencia rápida. Este mecanismo condiciona la célula que es estimulada por la secuencia de campos electromagnéticos. Estos a su vez dan energía a la célula restableciendo el equilibrio eléctrico. Las modificaciones biológicas inducidas por campos magnéticos sobre membranas biológicas, células y vasos determinan efectos terapéuticos tales como: antiinflamatorio, antiedema y estimulante de la reparación tisular. La relajación de los músculos obtenida con la magnetoterapia favorece la mejora de la microcirculación. Las fibras lisas se relajan y se produce un efecto vasodilatador. La liberación de endorfinas ayuda a elevar el umbral del dolor y una ligera hiperemia produce un efecto antiinflamatorio.

### ¿ES REALMENTE EFECTIVA LA MAGNETOTERAPIA?

Durante décadas, la magnetoterapia ha sido una terapia consolidada con una eficacia reconocida universalmente. Existen miles de estudios clínicos en la literatura que reportan la efectividad de la magnetoterapia en el tratamiento de patologías que afectan el sistema musculoesquelético.

### ¿TIENE LA MAGNETOTERAPIA ALGUNA CONTRAINDICACIÓN?

La magnetoterapia es una de las terapias físicas con menos contraindicaciones, como también destacan los numerosos estudios clínicos realizados sobre campos electromagnéticos pulsados. Se deben respetar algunas advertencias básicas indicadas en los manuales de usuario en cuanto a: embarazo, tuberculosis, diabetes juvenil, enfermedades virales agudas, micosis, cardiopatías, tumores, arritmias graves, portadores de marcapasos, niños, portadores de prótesis magnetizables, infecciones agudas y epilépticos. (A menos que lo prescriban los médicos).

### ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE HACER LA TERAPIA?

Para un buen tratamiento de magnetoterapia es fundamental consultar primero con su médico para identificar la patología que padece. En general, la magnetoterapia requiere tiempos de tratamiento medio-largos. Se recomienda realizar ciclos de 45-90 días (o más) que duren al menos 2-4 horas por día, a menos que el médico indique lo contrario. Si es necesario, el tratamiento se puede repetir varias veces durante el año. Por ejemplo en el caso de artrosis, artritis, osteoporosis y dolores articulares.

Non esistono rischi di sovradosaggio. Infatti, come nel caso di trattamenti per l'osteoporosi è possibile fare terapia notturna anche per 8 ore consecutive.