

MAG1000

Das Mag1000 ist das ideale Hochfrequenz-Magnetfeldtherapiegerät für die Behandlung von Weichteilerkrankungen wie Muskeln und Sehnen.

MERKMALE

- ✓ 20 Programme
- ✓ 2 Ausgangskanal für
- ✓ Intensitätseinstellung in 3 Stufen
- ✓ Frequenz 8 bis 640 Hz



LIEFERUMFANG

- ✓ MAG1000-Gerät
- ✓ Bandapplikator
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Benutzerhandbuch
- ✓ 1 Akkupack
- ✓ Tragetasche

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

MAG1000 ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt

ABMESSUNGEN DES GERÄTS 153 x 91 x 38 mm

PROGRAMME

01 Arthritis / Arthrose	08 Verstauchungen	15 Epicondylitis
02 Rheuma	09 Verrenkungen	16 Epitrochleitis
03 Schmerzen / Gelenkprothesen	10 Traumata	17 Lumbalgie
04 Bandscheibenhernie	11 Quetschungen	18 Muskelkontrakturen
05 Muskelschmerzen	12 Myalgie	19 Durchschnittliche Anwendung 2h
06 Osteoporose	13 Sehnenentzündungen	20 Lange Anwendung 4h
07 Frakturen	14 Hämatome	