

MAG2000 PLUS

MAG2000 PLUS ist das neue leistungsfähige Magnettherapie-Produkt, komplett entworfen und hergestellt von R&D-IACER.

Es ist die natürliche Weiterentwicklung des MAG2000 Basismodells, mit denselben Formen und graphischem Stil, aber mit neuen technischen Eigenschaften und Leistungen.



MERKMALE

- ✓ 35 programme + 10 frei anpassbare Erinnerungen
- ✓ 2 Kanäle
- ✓ Intensität bis zu 200 Gauss pro Kanal
- ✓ Frequenz 1 bis 120 Hz

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.
Mag2000 Plus ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt.

LIEFERUMFANG

- ✓ MAG2000 Plus
- ✓ Applikator mit zwei Spulen und Band mit drei Magnetventilen
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Gebrauchsanleitung und Bandpositionen
- ✓ Plastikschutzhülle
- ✓ Etui für den Transport



ABMESSUNGEN DES GERÄTS 180 x 110 x 50 mm

MAG2000 PLUS

MAG2000 PLUS bietet 20 voreingestellte Programme, benannt nach den häufigsten Erkrankungen (Osteoporose, Periarthritis usw.), 14 Programme unterteilt nach unterschiedlicher Arbeitsfrequenz (von 1 bis 100 Hertz) und ein Programm Autoscan mit kontinuierlich variabler Frequenz für die Behandlung von weichem und hartem Gewebe in der gleichen Therapiesitzung.

MAG2000 PLUS kann außerdem 10 verschiedene Anwenderprogramme einstellen und speichern. Die Anwendungen können auf die magnetische Feldstärke und Frequenz (bis zu 120 Hertz) angepasst werden.

Darüber hinaus, durch den Einsatz der neuen Applikatoren mit zwei Spulen, ermöglicht MAG2000 PLUS eine extrem hohe Intensität des Magnetfelds, bis 400 Gauß an den beiden Ausgängen (200 Gauß je Ausgang), die es erlauben, eingehende Behandlungen in kürzerer Zeit im Vergleich zu gewöhnlichen Therapiesitzungen durchzuführen.

MAG2000 PLUS kann auch mit dem therapeutischen Band mit 3 Magnetventilen, die bereits im Basismodell MAG2000 vorhanden sind, verwendet werden.

PROGRAMME

01 Osteoporose	17 Coxarthrose	33 90 Hz
02 Arthrose	18 Musk. Atrophie	34 100 Hz
03 Arthritis	19 Musk. Kontrakt.	35 Autoscan
04 Halsarthrose	20 Osteonekrose	36 User 01
05 Gelenkschmerzen	21 1 Hz	37 User 02
06 Cervicalgie	22 3 Hz	38 User 03
07 Distorsion	23 5 Hz	39 User 04
08 Fraktur	24 10 Hz	40 User 05
09 Tennisarm	25 15 Hz	41 User 06
10 Ellenbogenentz.	26 20 Hz	42 User 07
11 Rippenquetsch.	27 30 Hz	43 User 08
12 Lumbalgie	28 40 Hz	44 User 09
13 Lumbaler Schm.	29 50 Hz	45 User 10
14 Schulterarthr.	30 60 Hz	
15 Kniearthrose	31 70 Hz	
16 Periarthritis	32 80 Hz	