

# MAG2000

Mag2000 es el dispositivo de magnetoterapia de baja frecuencia más vendido en el mundo.

Es ideal para el tratamiento de diferentes patologías óseas y musculares gracias a sus 35 programas preconfigurados.

## DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

MAG2000 es un dispositivo médico CE0068.



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ 35 programas
- ✓ Intensidad hasta 150 gauss por canal
- ✓ 2 canales de salida
- ✓ Frecuencia de 1 a 100 Hz

## EQUIPAMIENTO

- ✓ Dispositivo MAG2000
- ✓ Faja elastica terapeutica
- ✓ Alimentador
- ✓ Manual de empleo y posiciones faja
- ✓ 1 funda de PVC
- ✓ 1 probador de imanes
- ✓ Bolsa para el transporte



## DIMENSIONES DEL APARATO

179 x 107 x 50 mm

# MAG2000

MAG2000 está dotado con 20 programas preconfigurados identificados por el nombre de las patologías más comunes, (osteoporosis, periartritis etc.) 14 programas identificados por la frecuencia de trabajo (de 1 a 100 Hercios) y un programa Autoscan con variación continua de frecuencia para el tratamiento de tejidos blandos y tejidos duros en la misma sesión de terapia.

MAG2000 permite de programar libremente la intensidad del campo magnético en todos los programas, con valores máximos de hasta 300 Gauss sobre las dos salidas (150 Gauss por salida), en los programas con frecuencias de trabajo de 1 a 100 Hercios.

## PROGRAMAS

|                                 |                            |                       |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 01 Osteoporosis                 | 17 Coxartrosis             | 33 Tratamiento 90 Hz  |
| 02 Artrosis                     | 18 Atrofias Musculares     | 34 Tratamiento 100 Hz |
| 03 Artritis                     | 19 Contracturas musculares | 35 Escaneo automático |
| 04 Artrosis cervical            | 20 Osteonecrosis           |                       |
| 05 Dolores articulares          | 21 Tratamiento 1 Hz        |                       |
| 06 Cervicalgia                  | 22 Tratamiento 3 Hz        |                       |
| 07 Distorsiones                 | 23 Tratamiento 5 Hz        |                       |
| 08 Fracturas                    | 24 Tratamiento 10 Hz       |                       |
| 09 Epicondilitis                | 25 Tratamiento 15 Hz       |                       |
| 10 Epitrocleitis                | 26 Tratamiento 20 Hz       |                       |
| 11 Contusiones intercostales    | 27 Tratamiento 30 Hz       |                       |
| 12 Lumbalgia                    | 28 Tratamiento 40 Hz       |                       |
| 13 Dolor lumbosacro             | 29 Tratamiento 50 Hz       |                       |
| 14 Artrosis del hombro          | 30 Tratamiento 60 Hz       |                       |
| 15 Artrosis de la rodilla       | 31 Tratamiento 70 Hz       |                       |
| 16 Periartritis escapulohumeral | 32 Tratamiento 80 Hz       |                       |