

# MAG2000

Mag2000 est l'appareil de magnétothérapie basse fréquence le plus vendu au monde.

Il est idéal pour le traitement de diverses pathologies osseuses et musculaires grâce à ses 35 programmes prédéfinis.



## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ 35 programmes
- ✓ Intensité jusqu'à 150 gauss par canal
- ✓ 2 canaux de sortie
- ✓ Fréquence de 1 à 100 Hz

**DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa**  
MAG2000 c'est un dispositif médical CE0068

## ÉQUIPEMENT

- ✓ Dispositif MAG2000
- ✓ Bande élastique thérapeutique
- ✓ Alimentateur médical
- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Guide de positionnement de bande thérapeutique
- ✓ 1 étui PVC
- ✓ 1 testeur d'aimants
- ✓ Mallette de transport



**DIMENSIONS:** 179 x 107 x 50 mm

# MAG2000

MAG 2000 comprend 20 programmes prédéfinis identifiés par le nom des pathologies les plus courantes (ostéoporose, périarthrite, etc.), 14 programmes identifiés par la fréquence de travail (de 1 à 100 hertz) et un programme Scan automatique à variation de fréquence continue pour le traitement des tissus mous et durs dans la même séance de thérapie.

MAG 2000 permet de choisir librement l'intensité du champ magnétique pour tous les programmes, avec des valeurs maximales allant jusqu'à 300 Gauss sur les deux sorties (150 Gauss par canal) dans les programmes avec fréquence de travail de 1 à 100 Hertz.

## PROGRAMMES

01 Ostéoporose	17 Coxarthrose	33 90 Hz
02 Arthrose	18 Atrophie musculaire	34 100 Hz
03 Arthrite	19 Contractures musculaires	35 Scan automatique
04 Arthrose cervicale	20 Ostéonécrose	
05 Douleur articulaire	21 1 Hz	
06 Cervicalgie	22 3 Hz	
07 Entorse	23 5 Hz	
08 Fracture	24 10 Hz	
09 Épicondylite	25 15 Hz	
10 Épitrochléite	26 20 Hz	
11 Contusions intercostales	27 30 Hz	
12 Lombalgie	28 40 Hz	
13 Douleur lombaire	29 50 Hz	
14 Arthrose épaule	30 60 Hz	
15 Arthrose genou	31 70 Hz	
16 Périarthrite	32 80 Hz	