

MAG700

Mag700 est l'appareil de magnétothérapie monocanal capable d'agir sur certaines pathologies ostéoarticulaires.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa
MAG 700 c'est un dispositif médical CE0068



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ 11 programmes
- ✓ 1 canal de sortie
- ✓ Intensité jusqu'à 70 gauss
- ✓ Fréquence de 5 à 100 Hz

ÉQUIPEMENT

- ✓ Dispositif MAG700
- ✓ Bande élastique avec 2 solénoïdes (non accessible)
- ✓ 1 canal de sortie
- ✓ Alimentation médicale
- ✓ Mode d'emploi et guide de positionnement de la bande thérapeutique
- ✓ 1 Etui PVC
- ✓ Mallette de transport



DIMENSIONS: 180 x 110 x 50 mm

MAG700

PROGRAMMES

PROGRAMME	DURÉE DU PROGRAMME	INTENSITÉ PRÉRÉGLÉE	FRÉQUENCE
01 Osteoarthrose	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	15 Hz
02 Arthrite	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	30 Hz
03 Ostéoporose	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	50 Hz
04 Fracture	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	50 Hz
05 Douleurs articulaires	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	25 Hz
06 Douleurs musculaires	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	60 Hz
07 Anti-inflammatoire	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	40 Hz
08 Scan Automatique	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	10-100 Hz
09 Programme à 5 Hz	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	5 Hz
10 Programme à 10 Hz	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	10 Hz
11 Programme à 20 Hz	2 heures (réglables)	40 G (réglables)	20 Hz