

# MIO-CARE PRO

Mio-Care Pro es el dispositivo de electroterapia ideal para la terapia del dolor y la estimulación muscular.

## DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

Mio-Care Pro es un dispositivo médico CE0068



## EQUIPAMIENTO

- ✓ Electroterapia TENS y NEMS con pantalla gráfica
- ✓ 2 cables de conexión de los electrodos con 4 salidas (en total se pueden conectar 8 electrodos)
- ✓ Electrodos adhesivos pre-gelificados
- ✓ Batería interna recargable de Ni-Mh con nueva tecnología LL (long-lasting) a baja auto-descarga
- ✓ Cargador
- ✓ Clip para el cinturón
- ✓ Manual de uso y manual de posiciones de los electrodos
- ✓ Bolsa de transporte

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Electroterapia de 2 canales independientes con posibilidad de conectar hasta ocho electrodos;
- ✓ Generador de onda cuadrada bifásica compensada: la cantidad de corriente que pasa del polo positivo al negativo es igual y constante. De este modo se evita el peligroso efecto térmico de polarización que puede provocar una onda de estimulación no compensada;
- ✓ Programas TENS - NEMS - BEAUTY;
- ✓ 13 memorias libres TENS - NEMS;
- ✓ Teclado digital con controles sencillos e intuitivos;
- ✓ Instrucciones sobre el programa el curso y el tiempo restante directamente en pantalla;
- ✓ Funciona con una batería interna recargable (extraíble);
- ✓ Pantalla retro iluminada;
- ✓ Intensidad máxima de 200 mApp;

## DIMENSIONES DEL APARATO

114 X 68 X 26 mm

# MIO-CARE PRO

## PROGRAMAS

### 14 PROGRAMAS TENS

Tens rápido

Tens endorfinico

Tens de valores máximo

Anti-inflamatorio

Dolor de cuello/Cefalea miotensiva

Lumbalgia/Ciática

Esguinces/Contusiones

Vascularización

Descontracturante

Dolor de mano y muñeca

Estimulación plantar

Epicondilitis

Epitroclea

Periartritis

### 13 MEMORIE LIBERE

5 memorias libres TENS

7 memorias libres NEMS

1 TEST de batería

### 21 PROGRAMAS NEMS

Calentamiento

Resistencia extremidades superiores y tronco

Resistencia extremidades inferiores

Fuerza resistente de las extremidades superiores y tronco

Fuerza resistente extremidades inferiores

Fuerza básica extremidades superiores y tronco

Fuerza básica extremidades inferiores

Fuerza veloz extremidades superiores y tronco

Fuerza veloz extremidades inferiores

Fuerza explosiva extremidades superiores y tronco

Fuerza explosiva extremidades inferiores

Capilarización profunda

Recuperación muscular

Agonista-antagonista

Contracciones tónicas secuenciales extremidades superiores y tronco

Contracciones tónicas secuenciales extremidades inferiores

Contracciones fásicas secuenciales extremidades superiores y tronco

Contracciones fásicas secuenciales extremidades inferiores

Descontracturante

Masaje profundo

EMS

### 15 PROGRAMAS BEAUTY

Fortalecimiento miembros superiores y tronco

Fortalecimiento miembros inferiores

Tonificación miembros superiores y tronco

Tonificación miembros inferiores

Definición miembros superiores y tronco

Definición miembros inferiores

Modelación

Microlifting

Lipólisis abdomen

Lipólisis muslos

Lipólisis glúteos y caderas

Lipólisis brazos

Elasticidad tejidos

Capilarización

Pesadez de las piernas