

MIO-IONOTENS

Mio-Ionotens est l'électrostimulateur dédié à l'iontophorèse, une technique qui utilise le courant continu pour introduire des médicaments dans la zone douloureuse ou contractée.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

Mio-Ionotens c'est un dispositif médical CE0068



ÉQUIPEMENT

- ✓ Électrothérapie TENS/NEMS avec un affichage
- ✓ 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables).
- ✓ Électrodes adhésives pregelées
- ✓ Batterie interne Ni-MH rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge)
- ✓ Chargeur
- ✓ Clip de ceinture
- ✓ Manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Électrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée
- ✓ 3 programmes IONTOPHORÈSE
- ✓ 7 programmes RÉHABILITATION
- ✓ 14 programmes TENS
- ✓ 13 mémoires libres TENS - NEMS
- ✓ Clavier digital avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l'écran
- ✓ Fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible)
- ✓ Écran rétroéclairé
- ✓ Intensité maximale de 200 mApp

DIMENSIONS

114 X 68 X 26 mm

MIO-IONOTENS

PROGRAMMES

14 PROGRAMMES TENS

Tens conventionnel (rapide)

Tens endorphinique (retardé)

Tens aux valeurs maximales

Anti-inflammatoire

Cervicalgie/Céphalée myotensive

Lombalgie/sciatalgie

Distorsions/contusions

Vascularisation

Décontractant

Douleurs de la main et du poignet

Stimulation plantaire

Epicondylite

Epitrochléite

Périarthrite

10 PROGRAMMES REHAB

Iontophorèse L (basse)

Iontophorèse M (moyenne)

Iontophorèse H (haute)

Micro-courant

Hématome

OEdème

TENS avec modulation

TENS Burst

Prévention de l'atrophie

Atrophie

13 MEMOIRES LIBRES

TENS libre 1

TENS libre 2

TENS libre 3

TENS libre 4

TENS libre 5

NEMS libre 1

NEMS libre 2

NEMS libre 3

NEMS libre 4

NEMS libre 5

NEMS alterné

NEMS alterné

Battery test

COMMENT FONCTIONNE MIO-IONOTENS?

MIO-IONOTENS est un dispositif étudié pour le soin, la réhabilitation et la récupération des nombreuses affections douleurs causées par l'arthrite, l'arthrose, la sciatique, la lombalgie, la cervicale et les entorses musculaires.

MIO-IONOTENS est équipé de 3 programmes spécifiques pour la IONTOPHORESE, technique d'électrothérapie qui utilise le courant continu pour introduire un traitement dans une zone de douleur.