

# MIO-PERISTIM

Mio-Peristim ist ein Elektrostimulator zur Behandlung von männlichen und weiblichen Inkontinenzproblemen.

Es ist in der Lage, die Beckenmuskulatur, die für die Kontrolle der Blase verantwortlich ist, zu stimulieren, zu straffen und zu stärken. Es erhöht die Muskelkontrolle und verringert die Reizbarkeit der Blase.

## MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

Mio-Peristim ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt



## LIEFERUMFANG

- ✓ TENS/NEMS/FES Elektrotherapie mit grafischen Display
- ✓ 2 Verbindungskabel mit Kabelverzweigungen (8 Elektroden anschließbar)
- ✓ Gegelte, selbsthaftende Elektroden
- ✓ Aufladbares Ni-Mh Batterien mit neuer LL Technologie (long lasting)
- ✓ Ladegerät
- ✓ Gürtelhalterung
- ✓ Benutzerhandbuch und Handbuch zum Platzieren der Elektroden
- ✓ Tragetasche

## MERKMALE

- ✓ Kombinierte Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen;
- ✓ Zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant, Dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung.
- ✓ 9 INKONTINENZ (urinal und fäkal) Programmen;
- ✓ 14 TENS Programme;
- ✓ 13 frei programmierbare Speicher TENS - NEMS;
- ✓ Einfache Menüführung;
- ✓ Verbleibende Therapiezeit und Programminstruktionen werden im Display angezeigt;
- ✓ Interne wieder aufladbare Batterien (herausnehmbar).
- ✓ Backlight display;
- ✓ Maximale Intensität: 200 mApp;

## ABMESSUNGEN DES GERÄTS

114 X 68 X 26 mm

# MIO-PERISTIM

## PROGRAMME

### 14 TENS PROGRAMME

Tens konventionel (schnell)

Tens Endorphin (verzögert)

Tens Hyperstimulation

Entzündungshemmend

Cervicalgie/Spannungskopfschmerzen

Rückenschmerzen/Ischialgie

Verstauchungen / Blutergüsse

Durchblutung

Entspannung der Muskeln

Handgelenkschmerzen

Fusssohlen Stimulation

Epicondylitis / Tennisarm

Epitroclea / Golferarm

Periarthritis / Schultergelenkentzündung

### 9 INKONTINENZ PROGRAMME

Belastungs- (Stress) urinal und fäkal  
INKONTINENZ 1

Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ  
2

Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ  
3

Dranginkontinenz urinal und fäkal 1

Dranginkontinenz urinal 2

Dranginkontinenz urinal 3

Vermischte urinal und fäkal INKONTINENZ  
1

Vermischte urinal INKONTINENZ 2

Vermischte urinal INKONTINENZ 3

### 13 FREIE SPEICHER

TENS mem 1

TENS mem 2

TENS mem 3

TENS mem 4

TENS mem 5

NEMS mem 1

NEMS mem 2

NEMS mem 3

NEMS mem 4

NEMS mem 5

NEMS alternierende Kanäle 1/2

NEMS alternierende Kanäle 1/2

Batterie Test

## WIE FUNKTIONIERT ES

**MIO-PERISTIM** wurde speziell für die INKONTINENZ Behandlung entwickelt (urinal und fäkal). Das Gerät verfügt über 9 INKONTINENZ Programme und wird zusammen mit den Sonden für vaginalen oder analen Einsatz verwendet (im Lieferumfang enthalten, aber auch als Zubehör erhältlich).

**MIO-PERISTIM** hat zusätzlich 14 TENS Programme für Schmerzbehandlung und 13 freie Speicher um TENS (Schmerztherapie) oder NEMS (neuromuskuläre Stimulation) Protokolle zu hinterlegen.