

ORTHOMAG

Orthomag es el primer dispositivo profesional de magnetoterapia a baja frecuencia (CEMP) para usar en cualquier sitio:

- ✓ Alimentado mediante batería (en movimiento).
- ✓ Conectado al encendedor del coche o camión.
- ✓ Conectado a la toma de corriente en casa o la oficina.

Los aplicadores de Orthomag son únicos en su género. Son ligerísimos, cómodos de colocar y retirar y FLEXIBLES, y se adaptan perfectamente a la fisiología de tu cuerpo. Ningún aplicador de magnetoterapia a baja frecuencia del mercado goza de un espesor y un peso tan reducidos.

Se dobla para adaptarse a la forma de tu cuerpo. Resuelve definitivamente los problemas de peso, tamaño y flexibilidad. Orthomag dispone de dos programas (50-75Hz) para el tratamiento de trastornos del tejido óseo y problemas relacionados con estados inflamatorios.



DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

Orthomag es un dispositivo médico CE0068.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Aplicador universal flexible
- ✓ Batería recargable de litio
- ✓ 2 programas (50 Hz - 75 Hz)
- ✓ Hasta 25 Gauss por programa



EQUIPAMIENTO

- ✓ Dispositivo ORTHOMAG
- ✓ Cargador de batería (cable de 1.5m aproximadamente)
- ✓ Manual de uso y mantenimiento
- ✓ Aplicador universal flexible (cable de 1.5m aproximadamente)
- ✓ Bolsa de transporte
- ✓ Imán para las pruebas de emisión
- ✓ Bandas de fijación elásticas (tallas S y L)
- ✓ Cargador de coche (opcional)