

OSTEOMAT



La colchoneta OSTEOMAT es la nueva colchoneta para tratamientos de magnetoterapia de baja frecuencia. Esta colchoneta nace de la necesidad de tratar varios segmentos corporales en una única sesión gracias a su gran sencillez de uso y extrema flexibilidad.

La configuración de Osteomat está diseñada para estimular las zonas del cuerpo (hombros, columna, pelvis) que se ven más afectadas por una reducción de la masa ósea, síntoma típico de la osteoporosis.

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE I no estéril y sin funciones de medición

EQUIPAMIENTO

- ✓ Osteomat
- ✓ Manual de uso

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 4 sectores activos con 8 solenoides totales
- ✓ 2 cables de conexión
- ✓ Compatible con los modelos MAG2000, MAG2000 PLUS, MAG2000 PREMIUM y modelos de la familia LaMagneto.

DIMENSIONES DEL APARATO

160x65 cm