

# OSTEOMAT



Le matelas OSTEOMAT est le nouveau matelas pour traitements de magnétothérapie à basse fréquence. Ce matelas est né de la nécessité de traiter plusieurs segments du corps en une seule séance grâce à sa grande simplicité d'utilisation et à son extrême flexibilité. La configuration de l'Osteomat a été conçue pour stimuler les zones du corps (épaules, colonne vertébrale, bassin) qui sont les plus affectées par une réduction de la masse osseuse, symptôme typique de l'ostéoporose.

**DISPOSITIF DE MESURE DE CLASSE** | non stérile et sans fonction de mesure

## ÉQUIPEMENTS

- ✓ Osteomat
- ✓ Mode d'emploi

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ 4 secteurs actifs avec un total de 8 solénoïdes
- ✓ 2 câbles de raccordement
- ✓ Compatible avec les modèles de la famille MAG2000, MAG2000 PLUS, MAG2000 PREMIUM et LaMagneto.

## DIMENSIONS DE L'APPAREIL

160x65 cm