

POWERSONIC

Das Gerät POWERSONIC zur Ultraschalltherapie eignet sich ideal für die Behandlung von den Bewegungsapparat betreffenden Pathologien, zur Gewährleistung einer schmerzlindernden und entzündungshemmenden Wirkung bei Problemen verschiedener Art.

Das Gerät kann sowohl vom Patienten selbst als von professionellem Personal bedient werden.



LIEFERUMFANG

- ✓ Tragbares Gerät
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Batterie Ni-Mh AAA 850mAh 4.8 V
- ✓ Ultraschallgel
- ✓ Benutzerhandbuch
- ✓ Tragetasche

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

Powerasonic ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt

MERKMALE

- ✓ Professionelles Ultraschalltherapiegerät
- ✓ 13 Programme
- ✓ 1-MHz-Ultraschall mit einer maximalen Leistung von 6,4 W (mit angeschlossenem Netzteil) und 3,2 W (mit Batterie)
- ✓ Maximale Intensität auf der Hautfläche 1,6 W/cm² (mit angeschlossenem Netzteil) und 0,8 W / (mit Batterie)
- ✓ Kollimierter Ultraschallstrahl für optimales Eindringen in das Gewebe
- ✓ 3 Intensitätsstufen L (niedrig), M (mittel) und H (hoch)
- ✓ Betrieb mit medizinischem Netzteil und Batterie
- ✓ Nur für die Verwendung an der Oberfläche geeignet (kein Tauchen)

BEHANDLUNGEN

Myofasziale Schmerzen	Rückenschmerzen	Kubitaltunnel
Muskelschmerzen	Arthrose	Lendenwirbelkanalstenose
Karpaltunnel	Epicondylitis	Ischias
Venöse Geschwüre	Epitrochleitis	
Druckgeschwüre	Sehnenentzündung	

GERÄTEABMESSUNGEN

204 x 63 x 58mm