

# POWERSONIC

L'appareil d'ultrasonothérapie POWERSONIC est idéal pour le traitement des maladies du système musculosquelettique, afin d'assurer un effet analgésique et anti-inflammatoire dans différents types de problèmes.

L'utilisateur de l'appareil peut être soit le patient lui-même, soit un opérateur professionnel.



## ÉQUIPEMENTS

- ✓ Appareil portable
- ✓ Alimentation médicale
- ✓ Batterie Ni-Mh AAA850mAh 4.8 V
- ✓ Gel pour ultrasons
- ✓ Mode d'emploi
- ✓ Étui de transport

**DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa**

Powerasonic est un dispositif médical certifié CE0068

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Appareil professionnel pour thérapie par ultrasons
- ✓ 13 programmes
- ✓ Ultrasons de 1MHz avec une puissance maximale de 6,4W (avec alimentation branchée) et 3,2W (avec batterie)
- ✓ Intensité maximale sur la surface 1,6W/cm<sup>2</sup> (avec alimentation branchée) et 0,8W/cm<sup>2</sup> (avec batterie)
- ✓ Faisceau collimaté à ultrasons pour une pénétration optimale dans les tissus
- ✓ 3 niveaux d'intensité L (faible), M (moyen) et H (élevé)
- ✓ Fonctionnement avec alimentation médicale spécifique et sur batterie
- ✓ Convient uniquement à une utilisation en surface (pas d'immersion)

## TRAITEMENTS

Douleur myofasciale

Douleur lombaire

Tunnel cubital

Douleur musculaire

Arthrose

Sténose lombaire

Tunnel carpien

Épicondylite

Sciatalgies

Ulcères veineux

Épitrochléite

Ulcère lié à la tension

Tendinite

## DIMENSIONS DE L'APPAREIL

204 x 63 x 58mm