

T-ONE COACH

T-One Coach es el electroestimulador con 4 canales diseñado para la prevención de traumas y para el refuerzo muscular de deportistas aficionados.

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

T-One Coach es un dispositivo médico CE0068



EQUIPAMIENTO

- ✓ Electroestimulador con pantalla de color retroiluminada
- ✓ 4 cables de conexión electrodos, para conectar hasta 8 electrodos adhesivos
- ✓ Electrodos adhesivos pregelificados cuadrados
- ✓ Electrodos adhesivos pregelificados rectangulares
- ✓ Electrodos adhesivos pregelificados redondos
- ✓ Batería Ni-MH recargable
- ✓ Cargador batería
- ✓ Manual de empleo y colocación de electrodos

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Electroestimulador de 4 canales independientes con posibilidad de conectar hasta 8 electrodos
- ✓ Generador de corriente constante, constancia de emisión también en caso de variación de las condiciones de la piel, la máquina se detiene en caso de desconexión accidental de los electrodos
- ✓ Generador de onda cuadrada bifásica y compensada; la cantidad de corriente entre el polo positivo y negativo es par y constante, se evita así el efecto galvanico
- ✓ Funcionamiento con paciente doble
- ✓ Pantalla de color retroiluminada
- ✓ Feed-back usuario: el aparato reconoce si el usuario esta conectado
- ✓ Teclado con mandos simples e intuitivos
- ✓ Conduce en línea al usuario con instrucciones rápidas de empleo directamente sobre el display
- ✓ Funcionamiento con batería interior Ni-Mh recargable de 4,8 Volt
- ✓ Personalización de tratamiento con la selección hombre/mujer
- ✓ Intensidad ajustable de 1 a 120 mA
- ✓ Frecuencia de onda de 1 a 150 Hz
- ✓ Ancho de pulso de 20 a 300 μ s
- ✓ Tiempo preestablecido para cada programa

DIMENSIONES DEL APARATO

150 x 90 x 35 mm

T-ONE COACH

PROGRAMAS

16 Programas TENS

TENS rápido

TENS endorfinico

TENS valores máximos

Antiinflamatorio

Dolor cervical

Dolor de espalda/Ciática

Distorsiones/Contusiones

Vascularización

Relajación muscular

Dolor mano/muñeca

Estimulación plantar

Epicondilitis

Epitroclea

Periartritis

TENS Burst

Microcorriente

14 Programas NEMS

Calentamiento

Resistencia

Fuerza resistente

Fuerza base

Fuerza veloz

Forza base explosiva

Capilarización profunda

Recuperación muscular

Agonista/Antagonista

Contracciones tónicas
secuencialesContracciones de fases
secuenciales

Relajación muscular

Masaje profundo

EMS

18 Programas BEAUTY

Endurecimiento

Tonificación

Definición

Modelado

Microlifting

Lipólisis abdomen

Lipólisis muslos

Lipólisis glúteos y costados

Lipólisis brazos

Elasticidad tejidos

Capilarización

Pesadez en las piernas

Microlifting rostro con instrumento

Microlifting seno con instrumento

Microlifting escote con instrumento

Arrugas rostro con
instrumentoArrugas frente con
instrumento

Colágeno

10 Programas 2+2 USERS

Tens rápido

Tens endorfinico

Endurecimiento

Tonificación

Definición

Modelado

Microlifting

Relajación muscular

Masaje

Capilarización profunda