

WPB-202

Professionelles Paraffinbadgerät für Hände, Füße (bis Größe 45) und den ganzen Körper. Aufgrund seiner wirksamen thermischen und mechanischen Wirkung eignet sich Paraffin besonders für die Behandlung von Arthrose, rheumatoider Arthritis (in der subakuten oder chronischen Phase) und, bei Steifheit, von Ödemen.

Paraffin eignet sich sehr gut zur Vorbereitung auf Rehabilitationsmaßnahmen und manuelle Therapie, nach der Ruhigstellung durch Gipsverbände und bei posttraumatischer Steifheit.

Die Verwendung von Paraffin in der Kosmetik hat eine jüngere Geschichte. Es wurde festgestellt, dass Paraffin nicht nur eine lindernde Wirkung auf schmerzende Gelenke hat, sondern auch die Haut sehr weich macht. Paraffin ist in der Lage, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und die Poren zu öffnen, so dass die heilenden und regenerierenden Wirkstoffe in den Lotionen oder Masken besser aufgenommen werden können.



MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.
WPB-202 ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt

BIOLOGISCHE UND THERAPEUTISCHE WIRKUNGEN

Thermische Wirkung: Paraffin, das bei einer Temperatur von über 50 °C verwendet wird, überträgt die Wärme auf das darunter liegende Gewebe und fördert so einen exogenen thermotherapeutischen Effekt.

Mechanische Wirkung: Bei der Anwendung auf der Haut geht das Paraffin vom flüssigen in den festen Zustand über, verringert dabei sein Volumen und übt eine wohltuende Kompressionswirkung auf das Gewebe aus, die insbesondere die antiödematöse Wirkung verstärkt.

MERKMALE

- ✓ Stromversorgung 220-240 VAC, 50-60 Hz
- ✓ Maximaler Verbrauch 240 W
- ✓ Temperaturstufen
- ✓ Temperatureinstellknopf
- ✓ LED-Anzeige
- ✓ Gewicht 2,3 Kg

LIEFERUMFANG

- ✓ 453 g x 4 Paraffinpackungen
- ✓ 1 Handschuh
- ✓ 1 Fußbeutel
- ✓ Widerstandsfähige Nylon-Schutzbeutel
- ✓ Schutzgitter

GERÄTEABMESSUNGEN

410 x 245 x 250 mm