

# WPB-202

WPB-202 es un dispositivo profesional para la aplicación de baños de parafina en las manos, pies (hasta el número 45) y en todo el cuerpo. Gracias a su eficaz acción térmica y mecánica la parafina es muy adecuada para el tratamiento de la osteoartritis, la artritis reumatoide (en la fase subaguda o crónica), los edemas y la rigidez.

La parafina es muy adecuada como preparación para la rehabilitación y la terapia manual, después de sufrir inmovilización por yeso o rigidez post-traumática.

El uso de la parafina en el campo estético tiene una historia más reciente. Se ha descubierto que la parafina no sólo tiene un efecto calmante sobre las articulaciones doloridas sino que además deja la piel muy suave. De hecho, la parafina es capaz de hidratar la piel y abrir los poros, mejorando la absorción de los principios activos y curativos de las lociones o máscaras.



## DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

WPB-202 es un dispositivo médico CE0068

## EFFECTOS BIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS

**Efecto térmico:** la parafina utilizada a una temperatura superior a 50° C transfiere el calor a los tejidos subyacentes, favoreciendo la acción de termoterapia exógena.

**Efecto mecánico:** al aplicarla sobre la piel, la parafina pasa de estado líquido a sólido y durante esa transición reduce su volumen, ejerciendo una acción beneficiosa de compresión de los tejidos, destacando especialmente la mejora el efecto antiedémico.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fuente de alimentación 220-240 VAC, 50-60Hz
- ✓ Consumo máximo 240 W
- ✓ 4 niveles de temperatura
- ✓ Mando para seleccionar la temperatura
- ✓ Indicador LED
- ✓ Peso 2,3 Kg

## EQUIPAMIENTO

- ✓ 453 gr x 4 preparados de parafina
- ✓ 1 guante
- ✓ 1 funda para pies
- ✓ Protecciones de nylon resistente
- ✓ Rejilla de protección

## DIMENSIONES DEL APARATO

410 x 245 x 250 mm