




**I-TECH**  
MEDICAL DIVISION

**Sollievo dal dolore,  
nella comodità di casa.**

# Ottieni il massimo dalla terapia.



PROGRAMMA LE  
TUE SEDUTE



REGISTRA I TUOI  
PROGRESSI



ACCEDI A  
CONTENUTI ESCLUSIVI

Scarica  
la nostra nuova app  
e inizia il tuo percorso  
terapeutico.



## Sei in buone mani

Affidati agli specialisti della terapia del dolore e della riabilitazione domiciliare. Siamo qui per accompagnarti nel tuo percorso di riabilitazione, prendendoci cura della tua salute fino alla risoluzione del problema.

# MDR: una grande sfida e per primi l'abbiamo superata!

Grazie all'esperienza e all'incessante lavoro del team dell'area tecnica e scientifica, siamo i primi ad aver registrato, presso la banca dati unica europea EUDAMED, i dispositivi di magnetoterapia CEMP, serie LaMagneto, secondo MDR.

Il Nuovo Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR) fissa elevati standard di sicurezza e di prestazione per il processo di marcatura, paragonabili ai gradi richiesti per quella del farmaco, con un costante monitoraggio dei protocolli terapeutici.

Richieste ferree che siamo riusciti a soddisfare con un grande lavoro!

3 dispositivi con la più ampia gamma di trattamenti, tra cui:

- Osteogenesi
- Patologie infiammatorie
- Rigenerazione tissutale
- Magnetoterapia CEMP

**I-Tech Medical Division,  
sempre un passo avanti,  
al servizio di pazienti e medici.**



# MAGNETOTERAPIA / CEMP

Riduci dolore e infiammazioni con la magnetoterapia.  
L'alleato ideale per trattare patologie di tipo traumatico e cronico che colpiscono ossa, muscoli e articolazioni.  
L'azione dei campi elettromagnetici pulsati aiuterà le cellule del tuo corpo a ripristinare il loro equilibrio e corretto funzionamento.

## DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Almeno 2-4 ore  
al giorno, in base  
alla patologia.



45-90 giorni.  
Eventualmente  
ripetibile.



## INDICAZIONI TERAPEUTICHE

**OSTEOGENESI**  
**PATOLOGIE INFIAMMATORIE**  
**RIGENERAZIONE TISSUTALE**  
**OSTEOPOROSI**  
**ARTROSI**  
**ARTRITE**  
**INFIAMMAZIONI**  
**EDEMA OSSEO**  
**FRATTURE**  
**LOMBALGIA**  
**ALGODISTROFIA**  
**DOLORI ARTICOLARI**  
**ULCERE**  
**NEUROPATIE**

# LAMAGNETO

Riduci dolore e infiammazioni comodamente a casa. Fare magnetoterapia non è mai stato così facile!

## INTENSITÀ FINO A 150 GAUSS

per ciascuno dei 2 canali



## FREQUENZA DA 1 A 100 Hz

## ULCERE E NEUROPATIE

L'unico dispositivo per magnetoterapia certificato sia per ulcere che neuropatie.



## 2 TRATTAMENTI PER SEDUTA

e ottieni più risultati in meno tempo

## 46 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per rendere semplicissima la tua terapia

## ANCHE IN COMODE RATE MENSILI

Il 1° dispositivo per magnetoterapia CEMP certificato **MDR** in Europa.



Pronta per la connessione a piattaforme di telemedicina.



Raccomandata dai medici.

### Incluso nella dotazione



### Aggiungi Osteomat!

Il materassino per trattamenti di lunga durata su tutto il corpo.

Scopri lo a pagina 7



Dispositivo progettato e certificato in Italia

**-19%** È un dispositivo medico detraibile

# LAMAGNETO PRO

Ancora più semplice e sicura. Blocca il programma con la password e avvia sempre la terapia corretta.

## 63 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per rendere semplicissima la tua terapia

## TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

grazie alle 10 memorie libere

## 2 TRATTAMENTI PER SEDUTA

e ottieni più risultati in meno tempo

## BLOCCA CON PASSWORD

e sei sicuro di non variare i parametri di terapia corretti

## ANCHE IN COMODE RATE MENSILI



## TRACCIA LE TERAPIE ESEGUITE

con il contatore integrato

## INTENSITÀ FINO A 200 GAUSS

per ciascuno dei 2 canali

## FREQUENZA DA 1 A 120 Hz

per impostare proprio i parametri prescritti dal tuo medico



Il 1° dispositivo per magnetoterapia CEMP certificato **MDR** in Europa.

### Incluso nella dotazione



Pronta per la connessione a piattaforme di telemedicina.



Raccomandata dai medici.

**OSTEOMAT** MD

Soffice, leggero, ripiegabile. Il materassino per trattamenti di lunga durata, su tutto il corpo. Anche mentre dormi.

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X

**COPPIA DI SOLENOIDI CV2S2000** MD

Massima comodità nel trattamento delle tue articolazioni, anche ad alta intensità.

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X

**FASCIA TERAPEUTICA F3S2000** MD

Fascia elastica terapeutica per magnetoterapia a bassa frequenza con cavo a 3 solenoidi.

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X

**TAP2000** MD

Il tappetino 40x40cm a 6 solenoidi, ideale per i tuoi trattamenti alla schiena.

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X





# PRESSOTERAPIA

Gambe gonfie o rigide?

La pressoterapia ti aiuterà a ridurre il gonfiore, la rigidità degli arti e a rimuovere le tossine.

Promuove, inoltre, il corretto ritorno venoso e linfatico di braccia e gambe.

## DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Da 20 a 60  
minuti al giorno.



30 giorni.

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE

**EDEMA**

**LINFEDEMA**

**ULCERE VENOSE**

**INSUFFICIENZA VENOSA**

**RECUPERO MUSCOLARE**

# I-PRESS

Migliora la circolazione venosa e linfatica degli arti e tratta alcune patologie dell'apparato circolatorio.

## 4 CAMERE DI COMPRESSIONE

che si gonfiano in sequenza, dal piede alla coscia

## SCEGLI CONFIGURAZIONE E ACCESSORI

personalizza il trattamento come desideri

## FACILE E INTUITIVA

imposta durata della seduta e pressione e sei già pronto per la terapia

## ANCHE IN COMODE RATE MENSILI



Studi clinici propri su edema e recupero post-artroprotesi



Raccomandata dai medici.

## CONFIGURAZIONI

### I-Press LEG1

Corpo macchina  
1 gambale  
Tubo a 4 terminazioni  
1 plantare pressore



### I-Press LEG2

Corpo macchina  
2 gambali  
Tubo a 8 terminazioni  
2 plantari pressori



### I-Press ARMI

Corpo macchina  
1 bracciale (destro o sinistro)  
Tubo a 4 terminazioni



Tutte e 3 le configurazioni possono essere personalizzate ulteriormente con tutta la gamma di accessori per la pressoterapia.



Made in Italy

-19%

È un dispositivo medico detraibile

# ELETTROTHERAPIA

Recupera più velocemente, riducendo il dolore.  
L'elettroterapia trasmette micro-impulsi al corpo umano, diversi in frequenza, larghezza di impulso e intensità, a seconda del trattamento da effettuare.

## DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Per conoscere la durata della terapia, ti consigliamo di consultare il tuo medico e di attenerti alle indicazioni presenti nel nostro manuale d'uso.

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE

**RECUPERO MUSCOLARE**

**RIDUZIONE DEL DOLORE**

**TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA**

**TRATTAMENTO DEL MUSCOLO**

**DENERVATO**

**DRENAGGIO DEI LIQUIDI**

# I-TECH PHYSIO

Il dispositivo completo e programmabile per trattare il dolore e riabilitare i tuoi muscoli.

## 2 CANALI INDIPENDENTI

facilmente programmabili

## INCLUDE TRATTAMENTI PER MUSCOLO DENERVATO, IONOFRESI E INCONTINENZA

## ONDA INTERFERENZIALE E KOTZ

oltre alle più classiche quadra bifasica compensata, quadra monofasica e triangolare



## CLIP DI AGGANCIAMENTO ALLA CINTURA

per una maggiore comodità

## INTENSITÀ MASSIMA 100 mA

## BATTERIA INTERNA

Ni-Mh ricaricabile



### Incluso nella dotazione



Raccomandato dai medici.



Dispositivo progettato e certificato in Italia

**-19%** È un dispositivo medico detraibile

# T-ONE REHAB

Il dispositivo più completo per te che sei uno specialista dello sport e della riabilitazione.  
Studi clinici post-artroprotesi e pazienti Covid.

**4 CANALI  
INDIPENDENTI**  
fino a 8 elettrodi

**114 PROGRAMMI  
PREIMPOSTATI**  
tra REHAB, TENS, NEMS,  
BEAUTY, URO e programmi  
doppio utente

**INTENSITÀ  
DA 1 A 120 mA**

**FREQUENZA ONDA  
DA 0,2 A 1200 Hz**



**LARGHEZZA  
IMPULSO  
DA 20  $\mu$ s A 300 ms**

**TEMPO  
DA 1 A 90 MINUTI**

## ONDE

- Onda quadra bifasica compensata
- Onda monofasica (solo per programmi di ionoforesi)
- Onda triangolare
- Onda interferenziale
- Onda di Kotz




## Incluso nella dotazione




Raccomandato  
dai medici.

**ELJ41X414 / ELJ48X484** MD

4 elettrodi adesivi  
pregellati con attacco  
jack 2mm.  
Misure: 41x41mm  
48x48mm

**ELJ40X804 / ELJ50X904** MD


4 elettrodi adesivi  
pregellati con attacco  
jack 2mm.  
Misure: 40x80mm  
50x90mm

**SPX60X852/SPX80X1202** MD

2 spugne per elettrodi in gomma  
con attacco jack 2mm.  
Misure: 60x85mm / 80x120mm

**SA2S/BEAC - SV2S/BEAC** MD

Sonda anale e vaginale  
Beac con  
attacco jack 2mm.

**IPP-PAD** MD

Elettrodo per ionoforesi  
specifico per trattamento  
IPP (Induratio Penis  
Plastica).

**HANDY TRODE**

Manipolo/Elettrodo  
bipolare per applicazioni  
viso/décolté/  
seno con presa 2mm.

**PEN-EL**

Penna cerca punti  
con presa 2mm.





# ULTRASUONOTERAPIA

Con gli ultrasuoni potrai trovare sollievo dal dolore in poche sedute.

Trasferendo energia ai tessuti del nostro corpo, promuovono la microcircolazione e aiutano a eliminare correttamente i liquidi sottocutanei in eccesso.

## DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Da 5 a 15 minuti  
al giorno.



10 giorni.  
Eventualmente  
ripetibile.

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE

**DOLORE MIOFASCIALE**

**DOLORE MUSCOLARE**

**TUNNEL CARPALE**

**ULCERE VENOSE**

**ULCERE DA PRESSIONE**

**DOLORE LOMBARE**

**ARTROSI**

**EPICONDILITE**

**EPITROCLEITE**

**TENDINITE**

**TUNNEL CUBITALE**

**STENOSI LOMBARE**

**SCIATALGIA**

# POWERSONIC

Fai terapia dove vuoi, quando vuoi. E riduci dolore e infiammazioni in poche sedute.

## L'UNICO A BATTERIA

tra i dispositivi medici **CE**  
a ultrasuoni

## INTENSITÀ MASSIMA 1,6 W/CM<sup>2</sup>

collegato alla presa  
di corrente

## DURATA E INTENSITÀ REGOLABILI

per 9 diverse combinazioni

## ULTRASUONO DA 1 MHZ

come un trattamento  
professionale  
ma a casa tua



Raccomandato  
dai medici.



Dispositivo progettato e certificato in Italia

**-19%** È un dispositivo medico detraibile



# DISPOSITIVI PROFESSIONALI

I-Tech Medical Division anche nel tuo studio!  
Scopri i nostri dispositivi ad uso ambulatoriale  
per professionisti della salute.

TRATTAMENTI PROFESSIONALI

**DIATERMIA**

**LASERTERAPIA**

**ULTRASUONOTERAPIA**

# REATHERM

La diatermia con effetto di neuromodulazione: efficace, sicura, precisa.  
Risultati ottimali già dalla prima seduta. Che si tratti di riabilitazione, sport, estetica.

## MODULAZIONE 1 ÷ 100 HZ

Trattamenti confortevoli, anche in atermia, effetto di neuromodulazione.  
Da non confondere col classico duty-cycle.

## 401 FREQUENZE (300 ÷ 700 KHZ)

per adattare il trattamento alle esigenze del singolo paziente

## 10 MEMORIE LIBERE MODALITÀ CUSTOM

trattamento personalizzato, fino a 60 minuti

**MANIPOLI MONOPOLARI E BIPOLARI**  
ergonomici

## 50 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per una vera guida ai trattamenti

**LEGGERA, POTENTE, TRASPORTABILE**  
3 kg, 200W

## FORMAZIONE PROFESSIONALE INCLUSA

### Incluso nella dotazione



### Aggiungi Troll-M!

Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.



## LA500

Un rapido intervento nel trattamento di infiammazioni e patologie degenerative in ambito ortopedico, neurologico e dermatologico.



**Incluso nella dotazione**



## I-TECH UT<sup>2</sup>

Doppio manopolo (5cm<sup>2</sup> e 1cm<sup>2</sup>) e possibilità di scelta della frequenza di lavoro (1-3MHz) per adattare il trattamento alle esigenze terapeutiche del paziente.



**Incluso nella dotazione**



**Aggiungi Troll-M!**

Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.



## I-TECH UE

Un dispositivo completo. Ultrasuonoterapia, elettroterapia con possibilità di combinare le due terapie per benefici ancora maggiori.



**Incluso nella dotazione**



**Aggiungi Troll-M!**

Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.





**Inizia a stare bene oggi.**

**Puoi pagare anche domani.**

Ora puoi acquistare i nostri dispositivi  
in comode **rate mensili**.  
E inizi a pagare 30 giorni dopo l'acquisto.

**Scopri di più:** [www.itechmedicaldivision.com/finanziamento](http://www.itechmedicaldivision.com/finanziamento)





**I.A.C.E.R. Srl**

via Enzo Ferrari 2 30037 Scorzè (VE) - Italia  
Tel.: (+39) 041/5401356 | [itechmedicaldivision.com](http://itechmedicaldivision.com)  
C.F. e P.Iva: IT00185480274 | [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)

