

GUIDA ALLE TAGLIE

PRESSOTERAPIA

I-TECH
MEDICAL DIVISION

GUIDA ALLE TAGLIE

GAMBALI

Gambali a 4 camere di compressione sovrapposte

GAMBALE

CIRCONFERENZA COSCIA

CIRCONFERENZA CAVIGLIA

LUNGHEZZA GAMBA

(misura presa dall'interno coscia al tallone)

ESTENSORI

Estensori per gambali

PROTEZIONI IN TNT

Coppia di protezioni igieniche in TNT per gambali

PLANTARI PRESSORI


TAGLIA M



Fino a 64 cm

Fino a 50 cm

Fino a 82 cm




TAGLIA L



Fino a 70 cm

Fino a 50 cm

Fino a 98 cm



GUIDA ALLE TAGLIE

BRACCIALE

Bracciale a 4 camere

BRACCIALE

CIRCONFERENZA ASCELLA

CIRCONFERENZA POLSO

TAGLIA M



Fino a 47 cm

Fino a 32 cm

TAGLIA L



Fino a 56 cm

Fino a 40 cm

KIT NON MEDICALI

KIT BEAUTY

- n.1 fascia addominale
- n.1 tubo 4 camere a 4 terminazioni
- n.1 sdoppiatore



KIT TOTAL

- n.1 fascia addominale
- n.1 bracciale
- n.1 tubo 4 camere a 4 terminazioni
- n.1 sdoppiatore



Il Kit Total è disponibile con bracciale nelle taglie M e L.

GUIDA ALLE TAGLIE

FASCIA ADDOMINALE

Fascia addominale
a 4 camere

CIRCONFERENZA VITA

TAGLIA **(M)**



Fino a 116 cm

TUBI E CONNETTORI

TUBO 4 CAMERE A 4 TERMINAZIONI

Idoneo per gambale, bracciale e fascia addominale.



CONNETTORE

Connettore a 4 tubi per bracciale, gambale o fascia addominale.



SDOPPIATORE PER DOPPIA TERAPIA

Adattatore per terapia simultanea.

(2 gambali e fascia addominale/bracciale)



Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.