

FOX-350

Il pulsossimetro è uno strumento molto importante per misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, il ritmo cardiaco, l'indice di perfusione e pletismogramma.

Il suo utilizzo è davvero semplice ed intuitivo.

L'algoritmo DSP avanzato può ridurre l'influenza degli artefatti da movimento e migliorare la precisione di misurazione alla bassa perfusione.

Può essere utilizzato ovunque per monitorare funzioni fisiologiche: ospedali, cliniche, centri medici, pronto soccorso a domicilio.



DOTAZIONE

- ✓ Apparecchio con display grafico a colori
- ✓ 2 batterie AAA size
- ✓ Manuale d'uso e manutenzione

CARATTERISTICHE

- ✓ Rilevazione del grado di saturazione di ossigeno nel sangue
- ✓ Rilevazione del battito cardiaco
- ✓ Rilevazione indice di perfusione e pletismogramma
- ✓ Display OLED
- ✓ Indicazione SpO₂, battito, indice di perfusione e pletismogramma
- ✓ 4 orientamenti differenziati del display per una migliore lettura
- ✓ Autospegnimento se dito non inserito per 8 secondi
- ✓ Segnale di basso voltaggio di indicazione di batteria bassa
- ✓ Adatto per ampia gamma di dimensioni del dito (da pediatrico all'adulto)
- ✓ Peso 54 grammi incluse batterie

CND Z1203020408

REP 1941382

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIb

Fox-350 è un dispositivo medico CE0123

SPO₂

INTERVALLO DI MISURAZIONE

35-100%

RISOLUZIONE

1%

ACCURATEZZA DELLA MISURA

fra 80 e 100% → ±2%

fra 70 e 80% → ±3%

sotto il 70% → indefinito

BATTITO CARDIACO

INTERVALLO DI MISURAZIONE

25-250 bpm

RISOLUZIONE

1 bpm

ACCURATEZZA DELLA MISURA

±2bpmw

DIMENSIONI E PESO

APPARECCHIO

57x31x30.5mm

SCATOLA IMBALLO

83x61x36mm

PESO IMBALLO SINGOLO

66 gr

FOX-350

FABBRICANTE

Promise Technology Co., Ltd.

3/F, East-Asia Building, Jida Jiuzhou Avenue, 519015 Zhuhai, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

RAPPRESENTANTE EC

Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe) Eiffestraße 80 20537 Hamburg GERMANY

DISTRIBUITO DA

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 - 30037 Scorzè (VE) Italy