

I-TECH PHYSIO

Professionelles Gerät mit einer großen Anzahl von Protokollen für die Schmerztherapie, Muskelrehabilitation und ästhetische (Beauty)

- 14 TENS PROGRAMME
- 21 NEMS PROGRAMME
- 15 BEAUTY PROGRAMME
- 9 INCONTINENCE PROGRAMME
- 27 REHA PROGRAMME
- 13 FREIE SPEICHER



MERKMALE

- ✓ Kombinierte Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen;
- ✓ zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant, Dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung.
- ✓ Rechteckige, monophasische Wellen
- ✓ Interferenz Wellen, Kotz
- ✓ Programmierfähig
- ✓ Einfache Menüführung;
- ✓ Backlight display;
- ✓ Maximale Intensität: 100 mApp;

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.
I-TECH PHYSIO ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt.

LIEFERUMFANG

- ✓ TENS, NEMS und FES Elektrotherapie mit grafischem Display
- ✓ Ionophorese Kit (Silikonelektroden, Schwämme, elastisches Band)
- ✓ 2 Verbindungskabel mit Kabelverzweigungen (8 Elektroden anschließbar)
- ✓ Gegelte, selbstklebende Elektroden
- ✓ Aufladbares Ni-Mh Batterien mit neuer LL Technologie (long lasting)
- ✓ Ladegerät
- ✓ Gürtelhalterung
- ✓ Benutzerhandbuch und Handbuch zum Platzieren der Elektroden
- ✓ Tragetasche



PROGRAMME

TENS

	16 SW ** 50 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
01 Tens konventionel (schnell)	17 SW ** 100 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
02 Tens Endorphin (verzögert)	18 SW** 150 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
03 Tens Hyperstimulation	19 SW** 200 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
04 Entzündungshemmend	20 SW** 250 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
05 Zervikalgie/ Spannungskopfschmerzen	21 Interferential
06 Rückenschmerzen/Ischialgie	22 TENS mit Regelung der Amplitude
07 Verstauchungen / Blutergüsse	23 Wechselnde TENS
08 Durchblutung	24 TENS mit Regelung der Frequenz 1
09 Entspannung der Muskeln	25 TENS mit Regelung der Frequenz 2
10 Handgelenksschmerzen	26 TENS mit Regelung der Amplitude
11 Fusssohlen Stimulation	27 Kotz
12 Epicondylitis / Tennisarm	
13 Epitroclea / Golferarm	
14 Periarthritis / Schultergelenkentzündung	

19 Entspannung der Muskeln

20 Tiefe Massage

21 EMS

BEAUTY

01 Straffung - Oberschenkel und Rumpf
02 Straffung - Unterschenkel
03 Kräftigung -Oberschenkel und Rumpf
04 Kräftigung - Unterschenkel
05 Konturierung - Oberschenkel und Rumpf
06 Konturierung - Unterschenkel
07 Modellierung
08 Microlifting
09 Lipolyse / Fettspaltung -Bauch
10 Lipolyse / Fettspaltung - Schenkel
11 Lipolyse / Fettspaltung - Hüften
12 Lipolyse / Fettspaltung - Arme
13 Elastizität des Gewebes
14 Kapilarisation
15 Schwere Beine

REHA

01 Ionophoresis L
02 Ionophoresis M
03 Ionophoresis H
04 Mikrostrom
05 Hämatom / Bluterguss
06 Ödem
07 Tens sequentiell (fortlaufend)
08 Tens Burst (Impuls)
09 Atrophy (Muskelschwund) Vorsorge
10 Atrophy / Muskelschwund
11 AASW * 50 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
12 AASW * 100 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
13 AASW * 150 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
14 AASW * 200 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
15 AASW * 250 ms * 0,2 / 0,5 / 1 Hz

NEMS

01 Aufwärmen
02 Ausdauer - Obersckel und Rumpf
03 Ausdauer - unterer Schenkel
04 Ausdauer und Kraft- Oberschenkel und Rumpf
05 Ausdauer und Kraft - unterer Schenkel
06 Basiskraft - Oberschenkel und Rumpf
07 Basiskraft -Unterschenkel
08 Schnelle Kraft - Oberschenkel und Rumpf
09 Schnelle Kraft - Unterschenkel
10 Explosive Kraft - Oberschenkel und Rumpf
11 Explosive Kraft - Unterschenkel
12 Tiefe Kapillarisation
13 Erholung der Muskeln
14 Agonist-antagonist
15 Sequentielle tonische Kontraktionen - Oberschenkel und Rumpf
16 Sequentielle tonische Kontraktionen - Unterschenkel
17 Sequentielle phasische Kontraktionen - Oberschenkel und Rumpf
18 Sequentielle phasische Kontraktionen - Unterschenkel

INKONTINENZ

01 Belastungs- (Stress) urinal und fäkal INKONTINENZ 1
02 Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ 2
03 Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ 3
04 Dranginkontinenz urinal und fäkal 1
05 Dranginkontinenz urinal 2
06 Dranginkontinenz urinal 3
07 Vermischte urinal und fäkal INKONTINENZ 1
08 Vermischte urinal INKONTINENZ 2
09 Vermischte urinal INKONTINENZ 3