

# I-TECH PHYSIO

I-Tech Physio es el electroestimulador fácil de usar y completamente programable para la terapia del dolor y la rehabilitación muscular.

- 14 PROGRAMAS TENS
- 21 PROGRAMAS NEMS
- 15 PROGRAMAS BEAUTY
- 9 PROGRAMAS INCONTINENCIA
- 27 PROGRAMAS REHA
- 13 MEMORIAS LIBRES

ESTIMULACIÓN DENERVADO

## DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

I-TECH PHYSIO es un dispositivo médico CE0068



## EQUIPAMIENTO

- ✓ Dispositivo con pantalla gráfica de 2 canales
- ✓ 2 cables de conexión para la transmisión de los impulsos eléctricos
- ✓ 2 cables divisores para duplicar el área de cobertura de los electrodos
- ✓ Electrodo adhesivos pre-gelificados
- ✓ Kit de iontoforesis (electrodos de silicona, esponja porta electrodos, banda elástica de fijación de los electrodos)
- ✓ Batería recargable extraíble
- ✓ Cargador
- ✓ Manual de usuario
- ✓ Manual de posicionamiento de los electrodos
- ✓ Bolsa de transporte



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ 2 canales independientes
- ✓ Onda cuadrada bifásica compensada
- ✓ Onda cuadrada monofásica
- ✓ Onda interferencial, Kotz
- ✓ Dispositivo programable
- ✓ Intensidad máxima de 100 mApp
- ✓ Pantalla retro iluminada
- ✓ Clip de cinturón
- ✓ Batería interna recargable de Ni-Mh con nueva tecnología LL (long-lasting) a baja auto descarga

## PROGRAMAS

\*Anti Accomodation Square Wave | \*\*Square wave

**TENS**

01 Tens rápido	16 Triangular denervado 50 ms	19 Descontracturante
02 Tens endorfinico	17 Triangular denervado 100 ms	20 Masaje profundo
03 Tens de valores máximos	18 Triangular denervado 150 ms	21 EMS
04 Anti-inflamatorio	19 Triangular denervado 200 ms	
05 Dolor de cuello/Cefalea miotensiva	20 Triangular denervado 250 ms	
06 Lumbalgia/Ciática	21 Interferencial	
07 Esguinces/Contusiones	22 TENS con modulación de amplitud	
08 Vascularización	23 TENS alterna	
09 Descontracturante	24 TENS con modulación de frecuencia 1	
10 Dolor de mano y muñeca	25 TENS con modulación de frecuencia 2	
11 Estimulación plantar	26 TENS con amplitud/frecuencia moduladas	
12 Epicondilitis	27 Kotz	

**NEMS**

13 Epitroclea	01 Calentamiento	09 Lipólisis abdomen
14 Periartritis	02 Resistencia extremidades superiores y tronco	10 Lipólisis muslos
	03 Resistencia extremidades inferiores	11 Lipólisis glúteos y caderas
	04 Fuerza resistente de las extremidades superiores y tronco	12 Lipólisis brazos
	05 Fuerza resistente extremidades inferiores	13 Elasticidad tejidos
	06 Fuerza básica extremidades superiores y tronco	14 Capilarización
	07 Fuerza básica extremidades inferiores	15 Pesadez de las piernas
	08 Fuerza veloz extremidades superiores y tronco	
	09 Fuerza veloz extremidades inferiores	
	10 Fuerza explosiva extremidades superiores y tronco	
	11 Fuerza explosiva extremidades inferiores	
	12 Capilarización profunda	
	13 Recuperación muscular	
	14 Agonista-antagonista	
	15 Contracciones tónicas secuenciales extremidades superiores y tronco	
	16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori	
	17 Contracciones tónicas secuenciales extremidades inferiores	
	18 Contracciones fásicas secuenciales extremidades superiores y tronco	

**REHA**

01 Iontoforesis L		
02 Iontoforesis M		
03 Iontoforesis H		
04 Microcorriente		
05 Hematomas		
06 Edemas		
07 TENS modulada		
08 TENS tipo burst		
09 Prevención de la atrofia		
10 Atrofia		
11 Denervato quadra 50 ms		
12 Cuadrado denervado 100 ms		
13 Cuadrado denervado 150 ms		
14 Cuadrado denervado 200 ms		
15 Cuadrado denervado 250 ms		

**BEAUTY**

01 Fortalecimiento miembros superiores y tronco
02 Fortalecimiento miembros inferiores
03 Tonificación miembros superiores y tronco
04 Tonificación miembros inferiores
05 Definición miembros superiores y tronco
06 Definición miembros inferiores
07 Modelación
08 Microlifting
09 Lipólisis abdomen
10 Lipólisis muslos
11 Lipólisis glúteos y caderas
12 Lipólisis brazos
13 Elasticidad tejidos
14 Capilarización
15 Pesadez de las piernas

**INCONTINENCIA**

01 Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1
02 Incontinencia urinaria de esfuerzo 2
03 Incontinencia urinaria de esfuerzo 3
04 Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1
05 Incontinencia urinaria de urgencia 2
06 Incontinencia urinaria de urgencia 3
07 Incontinencia urinaria mixta y fecal 1
08 Incontinencia urinaria mixta 2
09 Incontinencia urinaria mixta 3