

# I-TECH PHYSIO

I-Tech Physio est l'électrostimulateur facile à utiliser et entièrement programmable pour le traitement de la douleur et la rééducation musculaire.

- 14 PROGRAMMES TENS
- 21 PROGRAMMES NEMS
- 15 PROGRAMMES BEAUTY
- 9 PROGRAMMES INCONTINENCE
- 27 PROGRAMMES RIABILITAZIONE
- 13 MÉMOIRES LIBRES

STIMULATION DENERVATE

## DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

I-TECH PHYSIO c'est un dispositif médical CE0068



## ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrothérapie TENS/NEMS/FES avec un affichage graphique
- ✓ 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables)
- ✓ Électrodes adhésives pregelées
- ✓ 1 kit iontophorèse (bande élastique, 2 électrodes carbone et 2 petites éponges)
- ✓ Batterie interne Ni-Mh rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge)
- ✓ Chargeur
- ✓ Clip de ceinture
- ✓ Manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport



## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée;
- ✓ Générateur d'impulsion monophasée
- ✓ Générateur d'impulsions, interférentiel, Kotz.,
- ✓ Dispositif programmable
- ✓ Intensité maximale de 100 mApp
- ✓ Ecran rétroéclairé
- ✓ Belt clip de ceinture

## PROGRAMMES

### TENS

	16	Dénervé avec courant triangulaire 50 ms	
01	TENS Conventionnel (rapide)	17	Dénervé avec courant triangulaire 100 ms
02	TENS endorphinique (retardé)	18	Dénervé avec courant triangulaire 150 ms
03	TENS valeurs maximales	19	Dénervé avec courant triangulaire 200 ms
04	Antiinflammatoire	20	Dénervé avec courant triangulaire 250 ms
05	Cervicalgie/Céphalée myotensive	21	Interférentiel
06	Lombalgie/Sciatalgies	22	TENS avec modulation de la largeur
07	Distorsions/Contusions	23	TENS alternée
08	Vascularisation	24	TENS avec modulation de la fréquence 1
09	Relaxation musculaire ou décontracturant	25	TENS avec modulation de la fréquence 2
10	Douleur à lamain et au poignet	26	TENS avec modulation de la largeur
11	Stimulation plantaire	27	Courant Kotz

### REHA

01	Ionophorèse L	01	Réchauffement
02	Ionophorèse M	02	Résistance membres supérieurs et tronc
03	Ionophorèse H	03	Résistance membres inférieurs
04	Micro-courant	04	Forte résistance membres supérieurs et tronc
05	Hématome	05	Forte résistance membres inférieurs
06	OEdème	06	Forte base membres supérieurs et tronc
07	Tens séquentiel	07	Force de base membres inférieurs
08	TENS impulsions Burst	08	Force rapide des membres supérieurs et tronc
09	Prévention de l'atrophie	09	Force rapide membres inférieurs
10	Atrophie	10	Force explosive membres supérieurs et tronc
11	Dénervé avec courant carré 50 ms	11	Force explosive membres inférieurs
12	Dénervé avec courant carré 100 ms	12	Capillarisation profonde
13	Dénervé avec courant carré 150 ms	13	Récupération musculaire
14	Dénervé avec courant carré 200 ms	14	Agoniste/Antagoniste
15	Dénervé avec courant carré 250 ms	15	Contractions toniques séquentielles membres supérieurs et tronc
		16	Contractions toniques séquentielles membres inférieurs
		17	Contractions phasiques séquentielles membres supérieurs et tronc
		18	Contractions phasiques séquentielles membres inférieurs

### NEMS

01	Réchauffement
02	Résistance membres supérieurs et tronc
03	Résistance membres inférieurs
04	Forte résistance membres supérieurs et tronc
05	Forte résistance membres inférieurs
06	Forte base membres supérieurs et tronc
07	Force de base membres inférieurs
08	Force rapide des membres supérieurs et tronc
09	Force rapide membres inférieurs
10	Force explosive membres supérieurs et tronc
11	Force explosive membres inférieurs
12	Capillarisation profonde
13	Récupération musculaire
14	Agoniste/Antagoniste
15	Contractions toniques séquentielles membres supérieurs et tronc
16	Contractions toniques séquentielles membres inférieurs
17	Contractions phasiques séquentielles membres supérieurs et tronc
18	Contractions phasiques séquentielles membres inférieurs

19 Relaxation musculaire ou décontracturant

20 Massage profond

21 Réhabilitation EMS

### BEAUTY

01	Renforcement des membres supérieurs et tronc
02	Renforcement des membres inférieurs
03	Tonification des membres supérieurs et tronc
04	Tonification membres inférieurs
05	Définition des membres supérieurs et tronc
06	Définition membres inférieurs
07	Modelage
08	Microlifting
09	Lipolyse abdomen
10	Lipolyse cuisses
11	Lipolyse fessiers et hanches
12	Lipolyse bras
13	Élasticité des tissus
14	Capillarisation
15	Lourdeur des jambes

### INCONTINENCE

01	Incontinence urinaire due au stress + fécale 1
02	Incontinence urinaire due au stress 2
03	Incontinence urinaire due au stress 3
04	Incontinence urinaire par urgence + fécale 1
05	Incontinence urinaire par Urgence 2
06	Incontinence urinaire par Urgence 3
07	Incontinence urinaire mixte + fécale 1
08	Incontinence urinaire Mixte 2
09	Incontinence urinaire Mixte 3