

# LAMAGNETO

LaMagneto ist das neueste Magnetfeldtherapiemodell, mit dem Sie Schmerzen und Entzündungen bequem von zu Hause aus lindern können.

Es verfügt über 46 voreingestellte Therapieprogramme, die auf der Grundlage der neuesten klinischen Studien aktualisiert wurden, und 2 unabhängige Kanäle, um zwei verschiedene Behandlungen gleichzeitig oder für 2 Benutzer durchzuführen.

Medizinprodukt nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) zertifiziert.

## MERKMALE

- ✓ 46 voreingestellte Therapieprogramme
- ✓ 2 unabhängige Kanäle
- ✓ Farbdisplay
- ✓ Intensität bis zu 150 Gauss pro Kanal
- ✓ Frequenz 1 bis 100 Hz
- ✓ Funktion „Letzte 10“ verwendete Programme

## PROGRAMME



**EMDN CODE:** Z120606  
**MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa**  
**Basis-UDI-DI:** 8019781PEMFLFDEVP2  
**UDI-DI LaMagneto:** 08019781101068



|                                    |                           |                                     |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 01 Osteoporose                     | 17 Koxarthrose            | 33 Neuropathie                      |
| 02 Arthrose                        | 18 Muskelatrophien        | 34 Muskelzerrung                    |
| 03 Arthritis                       | 19 Muskelbehandlung       | 35 Muskelkrampf                     |
| 04 Zervikalarthrose                | 20 Knochennekrose         | 36 Rhizarthrose                     |
| 05 Gelenkschmerzen                 | 21 Algodystrophie         | 37 Impingement-Syndrom              |
| 06 Nackenschmerzen                 | 22 Knorpelverletzung      | 38 Karpaltunnelsyndrom              |
| 07 Chronische Schmerzen            | 23 Verletzung der Ligatur | 39 Titan-Prothese                   |
| 08 Frakturen                       | 24 Knochenödem            | 40 Rotatorenmanschette              |
| 09 Epicondylitis                   | 25 Sehnenentzündung       | 41 Tarsaltunnel                     |
| 10 Epitrochleitis                  | 26 Kondropatie            | 42 Nachtprogramm 1 Hz               |
| 11 Pseudarthrose                   | 27 Entzündungshemmend     | 43 Nachtprogramm 15 Hz              |
| 12 Lumbalgie                       | 28 Schleudertrauma        | 44 Nachtprogramm 50 Hz              |
| 13 Schmerzen im Lumbosakralbereich | 29 Narbenbildung          | 45 Nachtprogramm 75 Hz              |
| 14 Schulterarthrose                | 30 Hautgeschwüre          | 46 Automatisches Scannen (Autoscan) |
| 15 Kniearthrose                    | 31 Diskopathie            |                                     |
| 16 Periarthritis Schultergelenk    | 32 Myalgie                |                                     |

# LAMAGNETO

## LIEFERUMFANG

- ✓ LaMagneto-Gerät
- ✓ 2 Therapiebänder (F3S2000)
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Magnet zur Funktionskontrolle des Geräts
- ✓ 3 Vliesstoffstreifen (TNT) 15x150 cm
- ✓ Benutzerhandbuch
- ✓ Tragetasche

**ABMESSUNGEN DES GERÄTS** 180 x 110 x 50 mm

