

LAMAGNETO X

Das LaMagneto X ist das ideale Magnetfeldtherapiegerät für Behandlungen über Nacht oder für Langzeitbehandlungen. Es eignet sich besonders für Menschen, die unter Osteoporose oder Krankheiten und Schmerzen im gesamten Körper leiden.

Medizinprodukt nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) zertifiziert.

MERKMALE

- ✓ Zwei unabhängige Kanäle
- ✓ Farbdisplay
- ✓ Intensität des Magnetfelds bis zu 200 Gauss pro Kanal
- ✓ Frequenz 1 bis 120 Hz
- ✓ 63 Programme
- ✓ Doppelter Benutzer
- ✓ Liste „Letzte 10“ verwendete Programme
- ✓ Modus Programm „sperren“
- ✓ Zähler für durchgeführte Therapien und Gesamtstunden der Nutzung



EMDN CODE: Z120606

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

Basis-UDI-DI: 8019781PEMFLFDEVP2

UDI-DI LaMagneto X: 08019781202031



PROGRAMME

01 Osteoporose	22 Knorpelverletzung	43 Nachtprogramm 15 Hz
02 Arthrose	23 Verletzung der Ligatur	44 Nachtprogramm 50 Hz
03 Arthritis	24 Knochenödem	45 Nachtprogramm 75 Hz
04 Zervikalarthrose	25 Sehnenentzündung	46 Automatisches Scannen (Autoscan)
05 Gelenkschmerzen	26 Kondropatie	47 Behandlung 1 Hz
06 Nackenschmerzen	27 Entzündungshemmend	48 Behandlung 4 Hz
07 Chronische Schmerzen	28 Schleudertrauma	49 Behandlung 5 Hz
08 Frakturen	29 Narbenbildung	50 Behandlung 8 Hz
09 Epicondylitis	30 Hautgeschwüre	51 Behandlung 10 Hz
10 Epitrochleitis	31 Diskopathie	52 Behandlung 15 Hz
11 Pseudarthrose	32 Myalgie	53 Behandlung 16 Hz
12 Lumbalgie	33 Neuropathie	54 Behandlung 20 Hz
13 Schmerzen im Lumbosakralbereich	34 Muskelzerrung	55 Behandlung 30 Hz
14 Schulterarthrose	35 Muskelkrampf	56 Behandlung 40 Hz
15 Kniearthrose	36 Rhizarthrose	57 Behandlung 50 Hz
16 Periarthritis Schultergelenk	37 Impingement-Syndrom	58 Behandlung 60 Hz
17 Koxarthrose	38 Karpaltunnelsyndrom	59 Behandlung 70 Hz
18 Muskelatrophien	39 Titan-Prothese	60 Behandlung 75 Hz
19 Muskelbehandlung	40 Rotatorenmanschette	61 Behandlung 80 Hz
20 Knochennekrose	41 Tarsaltunnel	62 Behandlung 90 Hz
21 Algodystrophie	42 Nachtprogramm 1 Hz	63 Behandlung 100 Hz

LAMAGNETO X

LIEFERUMFANG

- ✓ LaMagneto-X-Gerät
- ✓ Ein Bandapplikator mit 3 Magneten
- ✓ Ein professioneller Applikator mit einem Paar Magnetventilen
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Benutzerhandbuch
- ✓ Magnet zur Kontrolle der Therapieausführung
- ✓ Tragetasche
- ✓ Drei Vliesstoffstreifen (TNT) 15x150 cm
- ✓ Erhältlich in Kombination mit der Osteomat-Matte für Nacht- oder Langzeitbehandlungen am ganzen Körper



ABMESSUNGEN DES GERÄTS 180 x 110 x 50 mm