

LAMAGNETO

LaMagneto est le dernier modèle de magnétothérapie permettant de réduire la douleur et les inflammations confortablement, chez soi.

Il dispose de 46 programmes thérapeutiques préétablis, mis à jour selon les dernières études cliniques, et de 2 canaux indépendants pour effectuer deux traitements différents en même temps ou pour 2 utilisateurs.

Dispositif médical homologué selon le règlement (UE) 2017/745 (MDR).



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ 46 programmes thérapeutiques prédéfinis
- ✓ 2 canaux indépendants
- ✓ Écran couleur
- ✓ Intensité jusqu'à 150 gauss par canal
- ✓ Fréquence de 1 à 100 Hz
- ✓ Fonction « 10 derniers » programmes utilisés

ENCODAGE EMDN: Z120606

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

UDI-DI DE BASE: 8019781PEMFLFDEVP2

UDI-DI LaMagneto: 08019781101068



PROGRAMMES

01 Ostéoporose	17 Coxarthrose	33 Neuropathie
02 Arthrose	18 Atrophies musculaires	34 Déchirure musculaire
03 Arthrite	19 Traitement musculaire	35 Crampe musculaire
04 Arthrose cervicale	20 Ostéonécrose	36 Rhizarthrose
05 Douleurs articulaires	21 Algodystrophie	37 Conflit sous-acromial
06 Cervicalgie	22 Lésion cartilagineuse	38 Syndrome du canal carpien
07 Douleur chronique	23 Lésion ligamentaire	39 Prothèse titane
08 Fractures	24 Œdème osseux	40 Coiffe des rotateurs
09 Épicondylite	25 Tendinite	41 Canal tarsien
10 Épitrochléite	26 Chondropathie	42 Nocturne 1 Hz
11 Pseudarthrose	27 Anti-inflammatoire	43 Nocturne 15 Hz
12 Lombalgies	28 Coup du lapin	44 Nocturne 50 Hz
13 Douleur lombo-sacrée	29 Cicatrisation	45 Nocturne 75 Hz
14 Arthrose épaule	30 Ulcères cutanés	46 Balayage automatique (Autoscan)
15 Arthrose genoux	31 Discopathie	
16 Périarthrite scapulo-humérale	32 Myalgie	

LAMAGNETO

ÉQUIPEMENTS

- ✓ Dispositif LaMagneto
- ✓ 2 sangles thérapeutiques (F3S2000)
- ✓ Alimentation médicale
- ✓ Aimant pour tester le fonctionnement de l'appareil
- ✓ 3 sangles de tissu non tissé (TNT) 15x150 cm
- ✓ Mode d'emploi
- ✓ Étui de transport

DIMENSIONS DU DISPOSITIF 180 x 110 x 50 mm

