

MIO-PERISTIM

Mio-Peristim è l'elettrostimolatore progettato per il trattamento di problemi legati all'incontinenza maschile e femminile.

È in grado di stimolare la parete dei muscoli pelvici, responsabili del controllo della vescica, tonificandoli e rafforzandoli. Aumenta il controllo dei muscoli e diminuisce l'irritabilità della vescica.

CND Z12169002

REP 215200/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0068



DOTAZIONE

- ✓ Elettroterapia TENS/NEMS/FES con display grafico
- ✓ 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- ✓ Caricabatterie
- ✓ Clip di aggancio alla cintura
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE

- ✓ Elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- ✓ 9 programmi INCONTINENZA (urinaria e fecale)
- ✓ 14 programmi TENS
- ✓ 13 memorie libere TENS - NEMS
- ✓ Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile)
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Intensità massima 200 mApp

DIMENSIONI APPARECCHIO

114 X 68 X 26 mm

MIO-PERISTIM

PROGRAMMI

14 PROGRAMMI TENS		9 PROGRAMMI INCONTINENZA		13 MEMORIE LIBERE	
01	Tens convenzionale (rapido)	01	Incontinenza urinaria da stress e fecale 1	01	TENS 1
02	Tens endorfinico (ritardato)	02	Incontinenza urinaria da stress e fecale 2	02	TENS 2
03	Tens ai valori massimi	03	Incontinenza urinaria da stress e fecale 3	03	TENS 3
04	Antinfiammatorio	04	Incontinenza urinaria da urgenza e fecale 1	04	TENS 4
05	Cervicalgia/cefalea miotensiva	05	Incontinenza urinaria da urgenza e fecale 2	05	TENS 5
06	Lombalgia/sciatalgia	06	Incontinenza urinaria da urgenza e fecale 3	06	NEMS 1
07	Distorsioni/contusioni	07	Incontinenza urinaria mista e fecale 1	07	NEMS 2
08	Vascolarizzazione	08	Incontinenza urinaria mista e fecale 2	08	NEMS 3
09	Rilassamento muscolare o decontratturante	09	Incontinenza urinaria mista e fecale 3	09	NEMS 4
10	Dolori mano e polso			10	NEMS 5
11	Stimolazione plantare			11	NEMS alternato su 2 canali
12	Epicondilita			12	NEMS alternato su 2 canali
13	Epitrocleite			13	Test batteria
14	Periartrite				

COME FUNZIONA?

MIO-PERISTIM è un dispositivo studiato e dedicato in particolare al trattamento e cura dei problemi legati all'incontinenza urinaria e fecale. È dotato di 9 programmi specifici per l'incontinenza i quali possono essere eseguiti con le specifiche sonde fornite in dotazione o come accessori a richiesta.

MIO-PERISTIM è dotato inoltre di 14 programmi TENS per la terapia del dolore e di 13 memorie libere che consentono di impostare programmi per TENS (terapia analgica) e NEMS (neurostimolazione muscolare).