



GIMA

MISURATORE DI PRESSIONE RI-CHAMPION SMART PRO+ CON BLUETOOTH - 1735-BT -bracciale per adulti

Codice: 49951

Categoria: Sfigmomanometri digitali Riester

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2668630

CND: Z1203020501

EAN13: 4045396218895



Descrizione: SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ CON BLUETOOTH - 1735 BT - bracciale adulti

Sfigmomanometro clinicamente validato, studiato per misurazioni rapide e affidabili. Prestazioni avanzate, con rilevamento del battito cardiaco irregolare e funzionalità di calcolo dei valori medi (analisi di 3 misurazioni consecutive).

- connettività Bluetooth®
- funzionamento rapido e silenzioso per uso domestico e professionale
- 200 misurazioni con 4 batterie AA
- ampio schermo retroilluminato facilmente leggibile
- conforme a EN1060-4, indagine clinica NIBP

Caratteristiche tecniche:

- Intervallo frequenza cardiaca: 40-199 battiti/minuto
- Intervallo misuraz. pressione sistolica: 60-255 mmHg
- Intervallo misuraz. pressione diastolica: 30-195 mmHg
- Intervallo misuraz. frequenza cardiaca: 40-199 battiti / minuto $\pm 4\%$ della lettura
- Pressione di gonfiaggio max: 280 mmHg ± 3 mmHg o $\pm 2\%$ della lettura
- Alimentazione: 4 batterie AA alcaline 1,5 V / CC + 6 V / 1 A
- Autonomia della batteria: 200 letture
- Memoria: max 400 registrazioni in memoria
- Dimensioni - peso: 141x121x72 mm - 350g senza batteria