

REACARE

ReaCare ist das kapazitiv-resistive Diathermiegerät mit Rehabilitation- und Sportbehandlungen, personalisierbar dank der freien Speicherplätze.

Es ist ideal, sowohl wenn Sie Gelenkschmerzen, Kniearthrose und Ödem behandeln möchten als auch um Sportlern zu helfen, sich von einer Verletzung zu erholen.



MERKMALE

- ✓ Farbdisplay
- ✓ 24 REHAB-Programme
- ✓ 10 SPORT-Programme
- ✓ CUSTOM-Modus
- ✓ 10 freie Speicherplätze
- ✓ Leistung 160 W, Frequenz 400÷600 kHz, Modulation bis zu 100 Hz.

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIb

ReaCare ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt.

AUSSTATTUNG

- ✓ ReaCare Gerät
- ✓ Resistives Handstück
- ✓ Kapazitives Handstück
- ✓ Kapazitive Elektroden 60 mm und 35 mm Ø
- ✓ Resistive Elektroden 60 mm und 35 mm Ø
- ✓ Plattenelektrode
- ✓ Creme-Packung

REACARE

PROGRAMME

REHABILITATION

- 01 Phantomschmerz
- 02 Kniearthrose
- 03 Arthrosynovitis
- 04 Schleimbeutelentzündung
- 05 Nackenschmerzen
- 06 Schleudertrauma
- 07 Kondropatie
- 08 Muskelkontraktur
- 09 Quetschung
- 10 Muskelüberdehnung
- 11 Verstauchung
- 12 Muskelzerrung
- 13 Gelenkschmerzen

- 14 Ödem
- 15 Epicondylitis
- 16 Epitrochleitis
- 17 LCA
- 18 Lymphödeme
- 19 Lumbalgie
- 20 Meniskopathie (Meniskus-Synovitis)
- 21 Muskelzerrung
- 22 Akute Sehnscheidenentzündung
- 23 Chronische Sehnscheidenentzündung
- 24 Tendinopathie der Rotatorenmanschette

SPORT

- 01 Muskelkontraktur
- 02 Quetschung
- 03 Muskelregeneration
- 04 Verstauchung
- 05 Hämatom
- 06 Sehnenverletzung
- 07 Oberflächenmassage
- 08 Tiefenmassage
- 09 Muskelüberdehnung
- 10 Muskelzerrung