

REATHERM

Reatherm ist unser neuestes kapazitiv-resistives Diathermiemodell mit einer neuro-modulierenden Wirkung.

Es ist in der Tat der perfekte Verbündete sowohl für Therapeuten als auch für Patienten.

Dank seiner 400 Frequenzen (300-700 kHz) und seines Modulationssystems (1-100 Hz) kann das medizinische Fachpersonal jede Behandlung perfekt an die Bedürfnisse der Patienten anpassen und sowohl bei akuten als auch bei chronischen Erkrankungen hervorragende Ergebnisse erzielen.

Auf der anderen Seite werden die Patienten schneller von Schmerzen befreit und fühlen sich ab der ersten Sitzung besser.



AUSSTATTUNG

- ✓ Resistives Handstück
- ✓ Kapazitives Handstück
- ✓ Kapazitive Elektroden 60 mm und 35 mm Ø
- ✓ Resistive Elektroden 60 mm und 35 mm Ø
- ✓ Bipolares Handstück mit Elektrode 50 mm Ø
- ✓ Plattenelektrode
- ✓ Creme-Packung

MERKMALE

- ✓ Farbdisplay
- ✓ 35 REHAB-Programme
- ✓ 5 BEAUTY-Programme
- ✓ 10 SPORT-Programme
- ✓ CUSTOM-Modus
- ✓ 10 freie Speicherplätze
- ✓ Leistung 200 W, Frequenz 300÷700 kHz, Modulation bis zu 100 Hz.

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIb.

Reatherm ist ein CE0068-zertifiziertes Medizinprodukt

PROGRAMME

REHABILITATION

- 01 Phantomschmerz
- 02 Kniearthrose
- 03 Arthrosynovitis
- 04 Schleimbeutelentzündung
- 05 Nackenschmerzen
- 06 Schleudertrauma
- 07 Kondropatie
- 08 Muskelkontraktur
- 09 Quetschung
- 10 Muskelüberdehnung
- 11 ATM-Dysfunktion
- 12 Verstauchung
- 13 Muskelzerrung
- 14 Gelenkschmerzen
- 15 Ödem
- 16 Enthesitis
- 17 Epicondylitis
- 18 Epitrochleitis
- 19 Bandscheibenvorfall
- 20 Narbenbildung
- 21 LCA
- 22 Lymphödeme
- 23 Lumbalgie
- 24 Lumboischialgie
- 25 Meniskopathie (Meniskus-Synovitis)
- 26 Diabetischer Fuß
- 27 Piriformis-Syndrom
- 28 Muskelzerrung
- 29 Akute Sehnscheidenentzündung
- 30 Chronische Sehnscheidenentzündung
- 31 Tendinopathie der Rotatorenmanschette
- 32 Geschwür

- 33 Bluterguss
- 34 Arthroplastik (Rehabilitation)
- 35 Frakturen

SPORT

- 01 Muskelkontraktur
- 02 Quetschung
- 03 Muskelregeneration
- 04 Verstauchung
- 05 Hämatom
- 06 Sehnenverletzung
- 07 Oberflächenmassage
- 08 Tiefenmassage
- 09 Muskelüberdehnung
- 10 Muskelzerrung

BEAUTY

- 01 Cellulite
- 02 Kollagen
- 03 Ödem
- 04 Drainierende Massage
- 05 Microlifting