

# REATHERM

Reatherm es nuestro último modelo de diatermia capacitiva y resistiva con efecto neuromodulador. Es el aliado ideal tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes.

Gracias a sus 400 frecuencias (de 300 a 700 kHz) y a su sistema modulado (1-100 Hz), los terapeutas pueden personalizar cada tratamiento de acuerdo con las necesidades terapéuticas individuales, obteniendo excelentes resultados, tanto en patologías crónicas, como agudas.

Por otro lado, los pacientes se sentirán mejor en muy poco tiempo, ya desde la primera sesión.

Para conocer más sobre los beneficios de la diatermia, incluido con Reatherm hay un curso online teórico y práctico. Una guía completa organizada en tratamientos del miembro superior, miembro inferior y tronco.



**DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIb**  
REATHERM es un dispositivo médico CE0068

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla a color
- ✓ 35 programas REHABILITACIÓN
- ✓ 5 programas ESTÉTICA
- ✓ 10 programas DEPORTE
- ✓ Programa PERSONALIZADO
- ✓ 10 Memorias Libres
- ✓ Potencia 200 W, frecuencia 300÷700 kHz, modulación hasta 100 Hz.

## EQUIPAMIENTO

- ✓ Manípulo resistivo
- ✓ Manípulo capacitivo
- ✓ Kit de electrodos capacitivos (diámetro 35mm, 60mm)
- ✓ Kit de electrodos resistivos (diámetro 35mm, 60mm)
- ✓ Manípulo bipolar con electrodo diámetro 50 mm Ø
- ✓ Placa de acero
- ✓ Botella de crema conductora

## PROGRAMS

## REHABILITACIÓN

- 01 Miembro fantasma
- 02 Artrosis de rodilla
- 03 Artrosinovitis
- 04 Bursitis
- 05 Cervicalgia
- 06 Latigazo
- 07 Condropatía
- 08 Contractura muscular
- 09 Contusión
- 10 Estiramiento muscular
- 11 Disfunciones temporomandibulares DTM
- 12 Estiramiento
- 13 Distracción muscular (es lo mismo que un estiramiento leve)
- 14 Dolores articulares
- 15 Edema
- 16 Entesitis
- 17 Epicondilitis
- 18 Epitrocleitis
- 19 Hernia de disco
- 20 Cicatrices
- 21 Cervicalgia
- 22 Linfedema
- 23 Lumbalgia
- 24 Ciática
- 25 Meniscopatía (sinovitis meniscal)
- 26 Pie diabético
- 27 Síndrome del piriforme
- 28 Desgarro muscular
- 29 Tendinitis
- 30 Tendinosis
- 31 Tendinopatía del manguito rotador
- 32 Úlcera

- 33 Derrame
- 34 Artroprótesis (recuperación)
- 35 Fracturas

## DEPORTE

- 01 Contractura muscular
- 02 Contusión
- 03 Fatiga muscular
- 04 Distensión
- 05 Hematoma
- 06 Lesión de tendón
- 07 Masaje superficial
- 08 Masaje profundo
- 09 Estiramiento muscular
- 10 Desgarro muscular

## ESTÉTICA

- 01 Celulitis
- 02 Colágeno
- 03 Edema
- 04 Masaje drenante
- 05 Microlifting